

Tyrimo kodas	Tyrimo pavadinimas	Papildoma tyrimų laboratorija	Atlikimo laikas	Tiriamoji medžiaga, tara (minimalus kiekis)	Stabilumo ir laikymo sąlygos	Metodas	Pastabos
19060	10 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1/2, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis LGV)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19061	10 LPL šlapime paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1/2, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis LGV)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
19064	14 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV))	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19065	14 LPL šlapime paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV))	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C 5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
15142	17-hidroksiprogesterono kiekybinis nustatymas	Subrangovai	10 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-20 °C		
17260	17-OH-pregnenolono nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-20 °C		

19587	21 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV), Candida: albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19588	21 LPL paletė šlapime (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV), Candida: albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
19589	28 LPL nustatymas iš genitalijų tepinėlio (Ch.trachomatis, Ur. urealyticum, Ur. parvum, M. hominis, M. genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Tr. vaginalis, HSV-1, HSV-2, Haemophilus ducreyi, CMV, Ch. trachomatis LGV, Treponema pallidum, VZV, Candida: albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae, Megasphaera 1, Lactobacillus spp., Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis, su bakterine vaginoze asocijuojamos bakterijos (BVAB2), Atopobium vaginae, Mobiluncus spp.)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C	RL-PGR	
19603	3 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp.(Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum), Mycoplasma genitalium.	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	

19550	3 LPL šlapime paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp.(Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum), Mycoplasma genitalium)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
16911	4 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19044	4 LPL šlapime paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
16004	5DIF bendras kraujo tyrimas (BKT) automatizuotu būdu		Tą pačią dieną	EDTA kraujas	24 val. (+15...+25) °C		
19062	7 LPL ir 7 Kandidozių sukelėjų paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Candida: albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	

19063	7 LPL ir 7 Kandidozių sukelėjų šlapime paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Candida: albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
19041	7 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19045	7 LPL šlapime paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis) nustatymas PGR	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19042	8 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, chlamydia trachomatis LGV, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19054	9 LPL paletė (Ch.trachomatis, U.urealyticum, U.parvum,M.hominis,M.genitalium, N.gonorrhoeae,T.vaginalis, G.vaginalis, A.vaginae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
15910	ACA antikardiolipiniai antikūnai	Subrangovai	7 d.d	Serumas	4 val. +15...+25 °C; 24 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		

18977	ACE - Angiotenziną konvertuojantis enzimas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, 1 ml (vengti hemolizės, iš kart po sukrešėjimo, nucentrifuguoti ir atskirti serumą). 4 sav. prieš mėginio paėmimą nutraukti visus vaistus, kurie slopina šio fermento išsiskyrimą.	Šaldytuve (+2° – +8° C); – serumas iki penkių dienų. 1 mėn. - 15 - 25oC		
17184	Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	24 val. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-25 °C	Imunochromatografija	
17325	Adeno viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	1 mėn.	Serumas	1 sav. +2...+8 °C; >1 mėn. -15...-25 °C; +15...+25 °C NELAIKOMAS		
17324	Adeno viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	1 mėn.	Serumas	1 sav. +2...+8 °C; >1 mėn. -15...-25 °C; +15...+25 °C NELAIKOMAS		
17250	Adiponektino nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
15170	Adrenalino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA Plazma	Nucentrifugavus ėminį atskirti plazmą. Atskirtą plazmą užšaldyti (12 val. gali stovėti šaldytuvo sąlygomis). 1 mėn. -20 °C. Transportuoti leduose.		
15166	Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Veninis kraujas (EDTA). Mėgintuvėlis prieš imant turi būti atšaldytas.	Ėminys imamas į atšaldytą vakuminį EDTA mėgintuvėlį ir kambario temperatūroje NELAIKOMAS. Iš karto po paėmimo dedamas prie ledo gabenimui - MĖGINTUVĖLIS NEGALI UŽŠALTI. Jei tyrimo negalima pristatyti nedelsiant (2 val. bėgyje), mėgintuvėlį nucentrifuguoti ir atpiltą plazmą užšaldyti ir gabenti -15...-20 °C.		
15080	ADTL - Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas		Tą pačią dieną	Plazma citratas, 1 ml	4 val. +15...+25 °C	Optinis tyrimo metodas	

15181	AFP - Alfa fetoproteino nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikiu (geltonu kamšteliumi) arba be priedų (raudonu kamšteliumi))	3 d. kamb.temp. 7 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C.	CLIA	
17283	Aktyvaus vitamino B12 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	16 val. +15...+25 °C; 3 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-25 °C		
15314	Aktyvuoti citotoksiniai limfocitai (CD8+/CD57+ ir CD8+/CD38+)	Subrangovai	1 d.d.	EDTA kraujas	24 val. +15...+25 °C		
15061	ALAT/GPT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	30 °C - 3 dienos 2–8 °C - 7 dienos -40 °C - 60 dienų	Kinetinis UV, paremtas IFCC	
15953	Alavas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, spec. baltas mėgintuvėlis	+2...+8 °C. Nešaldyti		
15971	Albumino ir kreatinino santykis paros šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Atliekant nustatymą paros šlapime, reikia rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir į sterilų indelį atpiltą šlapimą (100ml) pristatyti į laboratoriją. , saugoti nuo šviesos	7 dienos +2...+8 °C		
16903	Albumino ir kreatinino santykis šlapime		Tą pačią dieną	Šlapimas, Steril. ind.	2 val. (+15...+25) °C	Atspindžio fotometrinis	
15009	Albumino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (k2EDTA; ličio/natrio heparinas)	7 dienos (+20...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C 3 mėnesiai -20 °C	Fotometrinis kolorimetris	
15968	Albumino nustatymas paros šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Atliekant nustatymą paros šlapime, reikia rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir į sterilų indelį atpiltą šlapimą (100ml) pristatyti į laboratoriją	7 dienos +2...+8 °C		

15167	Aldosterono nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	EDTA plazma	Eminių kuo greičiau pristatyti į laboratoriją. Nesant galimybei, mėgintuvėlį nucentrifuguoti, plazmą atpilti. Plazma stabili iki 5 d. +2...+8 °C > 5 d. -15...-20 °C. SVARBU - jei kartu atliekamas ir renino nustatymas, atpiltą plazmą iš karto užšaldyti.		
10039	Alergenams specifinių IgG4 antikūnų nustatymas	Subrangovai	Iki 25 d.d.	Serumas	7d. +2...+8 °C; 30d. -20 °C		
10038	Alergenas (i208) bitės nuodų fosfolipazė A2, rApi ml	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	7d. +2...+8 °C		
10043	Alergenas (i209) vapsvos nuodų proteinas, rVes v5	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	7d. +2...+8 °C		
10036	Alergenas (i210) popierinės vapsvos nuodų proteinas, rPol d 5	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	7d. +2...+8 °C		
10037	Alergenas (i211) vapsvos nuodų fosfolipazė A1, rVes v1	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	7d. +2...+8 °C		
10025	Alex2 Makrogardelė 295 išsamiausias alergenų paketas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Antradienį ir ketvirtadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų (+2...+8)°C	Kietos fazės imunofermentiniai	
15113	Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 d. +15...+25 °C; 5 d. +2...+8 °C 3 mėn. -15...-20 °C		
15074	Alfa amilazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną.	Serumas	20–25 °C 7 dienos; 2–8 °C 7 dienos; 20 °C 1 metai;	Fermentinis metodas	
15937	Aliuminis (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, spec. baltas mėgintuvėlis	1 mėn. -15...-20 °C		
15062	ALP - Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	7 d. +20...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C 7d. -20°C		
18905	Amebiasės nustatymas	Subrangovai	5 d.d.	Serumas	Iki 5 dienų +2...+8 °C		

15908	AMH - Antimiulerinis hormonas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	4 val. +18-+25 °C; 8 val. (+2...+8)°C. Serumas atskirtas nuo forminių kraujo elementų: 5 dienas (+2...+8)°C; 6 mėn. (-25) °C	ELFA	
15850	Aminorūgštys	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA plazma (violetinis mėgintuvėlis). Iš karto po nucentrifugavimo plazma turi būti atpilta.	1 mėn. -15...-25 °C. EDTA plazmą atpilti ir užšaldyti.		Labai svarbu, kad kraujas būtų imamas nevalgius arba praėjus bent 4-6 valandoms po valgio.
15001	Amoniaکو koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Ličio heparino plazma (žalias mėgintuvėlis).	Mėginį kuo greičiau pristatyti į laboratoriją. Nesant galimybės, po centrifugavimo į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį atskirta ir užšaldyta kraujo plazma gabenama/pristatoma užšaldyta. Nelaikomas (+15...+25) °C 2 val. (+2...+8) °C 3 sav. (-15...-20)°C		
18002	ANCA - Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
18965	Androstendionas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 24 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	CLIA	
18900	Anti-CCP - Ciklinio citrulinuoto peptido antikūnai		1 d.d.	Serumas	+2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
15925	Anti-GAD anti gliutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnai	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
15928	Anti-IA2 (autoantikūnai prieš tirozinfosotazę)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17937	Anti-ICA (autoantikūnų nustatymas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17245	Anti-Saccharomyces Cerevisae antikūnai (ASCA)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15- (-25) °C	ELISA	
17262	Anti-Sm (Smith antikūnai)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	FIA	

18010	anti-TPO - Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas; EDTA)	Kambario temperatūroje 8 val. 72 valandos +2...+8 °C 30 dienų -10°C ar žemesnėje temperatūroje	CMIA (Chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė)	
18981	Anti-TSRH (antikūnai prieš TSH receptorius)	Subrangovai	Trečiadienį. Ėminiai laboratoriją turi pasiekti dieną prieš tyrimų atikimą.	Serumas	3 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C	ECLIA	
15934	Anti-tTG IgA - Antikūnai prieš audinių transglutaminazę IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	+2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
15935	Anti-tTG IgG - Antikūnai prieš audinių transglutaminazę IgG (dėl celiakinės ligos ištyrimo)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	+2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
15926	AntiDNV hepatito D viruso bendrų antikūnų nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	Pristatant +2...+8 °C; Vėliau -15...-20 °C		
18936	Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgG (Anti-GM1 IgG)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18938	Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgG (AntiGM2 IgG)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18939	Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgM (AntiGM2 IgM)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18940	Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 (AntiGM3 IgG)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18941	Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 (AntiGM3 IgM)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18937	Antigangliozidiniai antikūniai prieš GM1 IgM (Anti-GM1 IgM)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
17971	Antikūnai (AK) prieš Beta 2 - glikoproteiną 1	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. 15-25°C; 48 val. 2-8 °C; >48 val. -20 °C		
18956	Antikūnai IgG prieš Candida grybelį	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	ELISA	
17998	Antikūnai IgG prieš stabligės toksiną	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18957	Antikūnai IgM prieš Candida grybelį	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	ELISA	

18899	Antikūnai prieš beta 2 glikoproteiną I	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	Serumo mėginiai per 8 val. pristatomi 15-25°C, per 48 val. 8 °C, vėliau <-20 °C		
18910	Antikūnai prieš cisticerkus IgG	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C	ELISA	
18985	Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti		
18986	Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
15992	Antikūnai prieš difterijos toksiną	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18954	Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18951	Antikūnai prieš parietalines ląsteles	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18909	Antikūnai prieš trichineles IgG	Subrangovai	14 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C	ELISA	
15832	Antikūnai, nukreipti prieš cinko transporterį ZT-8A	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
17094	Antikūnų bruceliozės sukėlėjui nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C		
16118	Antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu	Subrangovai	2 d.d.	K3 EDTA plazma	+2...+8 °C; Rekomenduojama atlikti tą pačią dieną		
17999	Antikūnų prieš 1 ir 3 tipo poliomielito virusą nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
15215	Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas	Subrangovai	14 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-20 °C		
18080	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgG (anti-beta2-GP1 IgG) nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	4 val. +2...+8 °C; 1 mėnuo -15...-20 °C		
18118	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgM (anti-beta2-GP1 IgM) nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	4 val. +2...+8 °C; 1 mėnuo -15...-20 °C		
18001	Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (angl. ANA)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
18009	Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 3 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	FIA	
16119	Antikūnų prieš eritrocitus titro nustatymas rankiniu būdu	Subrangovai	2 d.d.	EDTA plazma	8 valandos +15...+25 °C		

18006	Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną nustatymas (anti-GBM)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C	ELISA	
18005	Antikūnų prieš inkstų/kepenų mikrosomas nustatymas (angl. LKM)	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25°C; 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau <-20 °C		
18024	Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas (angl. ENA)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	4 val. +15...+25 °C; 24 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
18004	Antikūnų prieš lygiųjų raumenų antigenus nustatymas (angl. ASMA)	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25°C; 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau <-20 °C		
18003	Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas (angl. AMA)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-20 °C		
18011	Antikūnų prieš tiroglobuliną (anti-Tg) nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17093	Antikūnų tularemijos sukėlėjui nustatymas	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C	ELISA	
15099	Antitrombino III nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Plazma su natrio citratu	8 val. +15...+25 °C 1 mėn -15...-20 °C; +2...+8 °C NESTABILU		

15098	APC-R - Aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas	Subrangovai	7 d.d.	Plazma, mėlynas natrio citrato mėgintuvėlis	8 val. +20...+5 °C; 6 mėn. <-80 °C. Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gali būti gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, 20 ± 5° C temperatūroje, tais atvejais, kai pristatomas ne vėliau nei per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Mėginį būtina papildomai/antrą kartą nucentrifuguoti betrombocitės plazmos mėginiui gauti. Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma standartinėmis sąlygomis, 20 ± 5° C temperatūroje, tais atvejais, kai pristatoma per 8 val.		
15114	APO A1 - Apolipoproteino A1 koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas)	3 dienos (+20...+25) °C 3 dienos (+2...+8)°C 3 mėnesiai (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-70)°C	Imunoturbidimetris	
15115	APO B - Apolipoproteino B koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas; EDTA)	3 dienos (+20...+25) °C 3 dienos (+2...+8)°C 3 mėnesiai (-20)°C 6 mėnesiai (-70)°C	Imunoturbidimetris	
15922	ApoA1/ApoB santykis - Apolipoproteino Apo A1 ir Apo B santykio nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas; EDTA)	3 dienos (+20...+25) °C 3 dienos (+2...+8)°C 3 mėnesiai (-20)°C 6 mėnesiai (-70)°C	Išskaičiuojamas	
15116	ApoE - Apolipoproteino E koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 dienos +2...+8°C; 3 mėn. -5...-20°C		
15257	Apolipoproteino Apo B ir Apo A1 santykio nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas; EDTA)	3 dienos (+20...+25) °C 3 dienos (+2...+8)°C 3 mėnesiai (-20)°C 6 mėnesiai (-70)°C	Išskaičiuojamas	

15938	Arsenas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, spec. baltas mėgintuvėlis	1 mėn. -15...-20 °C		
15060	ASAT/GOT - Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	4 dienos +15...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C 12 savaičių -20°C	Fermentinis metodas	
17502	Ascaris lumbricoides IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu (suaugusi kirmėlė)	Subrangovai	12 d.d.	Serumas	2d. +15...+25°C; 2sav. +2...+8°C; 1 mėn. -20°C		
18016	ASO/ASLO kiekybinis - Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	8 dienos (+2...+8) °C (Nurjodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)		
17231	Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	5 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	CLIA	
19530	Atopobium vaginae PGR	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19552	Atopobium vaginae PGR nustatymas šlapime	Subrangovai	3-7 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C 1 d.d. laikotarpyje		
17251	Atsako pneumokokinei polisacharidinei vakcinai tyrimas	Subrangovai	15-20 d.d.	Serumas	2 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
15231	Atsparumo Mikoviruso baltymui A (MxA) ir C reaktyvaus baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas (extra)		Tą pačią dieną	EDTA kraujas	12 val. +2...+8°C	FIA	
15944	Auksas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18958	Autoantikūnai IgA prieš spermatozoidus	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18945	Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18946	Autoantikūnai IgG Mi-2	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25°C		
18959	Autoantikūnai IgG prieš spermatozoidus	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18944	Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18960	Autoantikūnai IgM prieš spermatozoidus	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18993	Autoantikūnai prieš spermatozoidus	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		

18014	Autoantikūnų prieš neuronus nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25°C; 48 val. +8 °C; Ilgiau <-20 °C		
18015	Autoantikūnus prieš neuronus patvirtinantis tyrimas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25°C; 48 val. +8 °C; Ilgiau <-20 °C		
18812	Autoimuninių encefalitų mozaikos	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25°C; 48 val. +8 °C; Ilgiau <-20 °C		
15023	B.Chol - Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas)	7 dienos +20...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C 3 mėnesiai -20 °C	Fermentinis kolorimetris	
19583	Bakterinės vaginozės 7-ių sukelėjų paletė PGR (Megasphaera 1, Lactobacillus spp., Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis, su bakterine vaginoze asocijuojamos bakterijos (BVAB2), Atopobium vaginae, Mobiluncus spp.)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19586	Bakterinės vaginozės ir kandidozės sukelėjų PGR nustatymas (Megasphaera 1, Lactobacillus spp., Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis, su bakterine vaginoze asocijuojamos bakterijos (BVAB2), Atopobium vaginae, Mobiluncus spp., Candida: albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
15907	Baltymas S 100 (melanomos žymuo)	Subrangovai	10 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 2 dienos +2...+8 °C; 3 mėn. -20 °C	ECLIA	
16989	Baltymas smegenų skystyje	Subrangovai	6 d.d.	Likvoras (vakuuminiame mėgintuvėlyje be priedų)	Pristatomas šaltai +2...+8 °C 1 sav. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C		
15096	Baltymo C koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Plazma su citratu	8 val. +15...+25 °C; 1 mėn. -20 °C		
15097	Baltymo S koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Plazma su citratu	4 val. +15...+25 °C; NELAIKOMAS +2...+8 °C 1 mėn. -15...-20°C; Plazma šaldoma atpilta, transportuojama su ledu.		
15217	Bence-Jones baltymo nustatymas elektroforezės metodu	Subrangovai	8 d.d.	Serumas arba šlapimas	1 sav. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C. Šaldyti ne vėliau kaip po 8 val. po paėmimo		
18943	Bendras prokolageno tipo propeptidas (P1NP, ankstyvųjų prostatos bei krūtų vėžio metastazių žymuo kauluose)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas, ličio heparino ar K3 EDTA plazma	24 val. +15...+25 °C; 5 dienos +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C	ELFA	

15939	Berilis (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
15903	Beta-Cross Laps	Subrangovai	10 d.d.	EDTA plazma	24 val. +15...+25 °C; 8 d. +2...+8 °C (plazmą atskirti ir užšaldyti); 3 mėn. -20 °C	ECLIA	
15961	beta-HCG - Beta Žmogaus chorioninis gonadotropinas		Tą pačią dieną	Serumas	2 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	CLIA	
18917	Beta-karotinas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
18983	Beta2 mikroglobulino nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	7 dienos +2...+8 °C; 2 sav. -20°C	CLIA	
15951	Bismutas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
15960	BNP (natriuretinis peptidas)		Tą pačią dieną	Plazma (EDTA)	7h (20-25 °C); 24h 2-8°C ; (Galima šaldyti nupylus plazmą)	CLIA	
15227	Boras (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17228	Borelijų (Laimo ligos) DNR ištyrimas	Subrangovai	14 d.d.	EDTA kraujas (3 ml)	Paimti mėginiai laikomi ir transportuojami +4...+8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo pristatomi ištyrimui		
17226	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadieniais . Ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	Iki 14 dienų +2...+8 °C	Specifinių IgG antikūnų prieš Borrelia antigenus nustatymas	
17223	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu		2 d.d	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17227	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadieniais . Ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	Iki 14 dienų +2...+8 °C	Specifinių IgM antikūnų prieš Borrelia antigenus nustatymas	

17224	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu		2 d.d.	Serumas	6 dienos +2...+8 °C 6 mėnesiai -15...-20 °C; Atšildyti galima iki dviejų kartų	ELISA	
16918	Burnos gleivinės (liežuvio) nuograndų del Candidamikozės mikroskopinis tyrimas		1d.d.	Nuograndos	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
15137	C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadieniais	Serumas	24 val. (+15...+25) °C, 48 val. (+2...+8) °C, 3 mėn (-15...-25) °C		
18038	C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-20 °C		
15033	Ca - Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas)	7 dienos(+20...+25 °C; 3 savaitės +2...+8°C; 8 mėnesiai -20 °C	Fotometrinis kolorimetris	
15902	CA-72-4 - Skrandžio vėžio žymens koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	7 dienos +2...+8 °C; 3 mėnesiai -20 °C	CLIA	
15034	Ca++ - Jonizuoto kalcio koncentracijos apskaičiavimas		Tą pačią dieną	Serumas	Išskaičiuojamas iš bendro kalcio ir bendro baltymo. Žiūrėti į šių tyrimų stabilumą.	Išskaičiuojamas	
19058	Candida 7-ių sukelėjų paletė PGR metodu (albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19057	Candida 7-ių sukelėjų ŠLAPIME paletė PGR metodu (albicans, krusei, glabrata, dubliniensis, parapsilosis, tropicalis, lusitaniae)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.		
19507	Candida albicans (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19039	Candida albicans šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	

17232	Candida antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	5 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	CLIA	
19408	Candida spp. paletė PGR metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19409	Candida spp. šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.		
19598	Candida sukėlėjų paletė PGR (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis ar Candida tropicalis)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
15313	CD3+ŽLA-DR+ (T aktyvuotų limfocitų) skaičius	Subrangovai	3 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml.	12 val. +15...+25 °C		
15989	CDT (KARBOHYDRATDEFICITINIS TRANSFERINAS)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-20 °C		
15179	CEA - Karcinoembrioninio antigeno nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	2 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	CLIA	
15111	Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10 d.d.	Serumas	11 dienų +15...+25 °C; 60 dienų +2...+8 °C; NEŠALDYTI		
15206	Ciklosporino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	EDTA kraujas, 3 ml	Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama/pristatoma šaltai: 7 dienos 2-8 °C; >7 dienos - 20 ± 5 °C		
15974	Cinko koncentracijos nustatymas kaip sunkusis metalas	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas	+2...+8 °C		
18021	Cirkuliuojančių imuninių kompleksų nustatymas (CIK)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25°C; 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau <-20 °C		
15210	Cistatino C koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas. Kapiliarinio kraujo tirti negalima.	7 dienos +15...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C; 24 mėn. -15...-25 °C		

17135	Citomegalo viruso (CMV) DNR nustatymas	Subrangovai	4 d.d.	Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu ir skiriamuoju geliu	4 val. +18...+25 °C; Jei mėgintuvėlis nepristatomas į laboratoriją per 4 val, jį būtina nucentrifuguoti ir laikyti ir laikyti +2...+8 °C temperatūroje iki 24 val.		
17130	Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	+2...+8 °C		
16906	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlis		5-7 d.d.	Tepinėlis	Iki 4 sav. +15...+25 °C		
19567	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlis CY-Prep skystoje terpėje		5-7 d.d.	Tepinėlis	Iki 4 sav. +15...+25 °C		
16907	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlis skystoje terpėje		5-7 d.d.	Tepinėlis skystoje terpėje	Iki 4 sav. +15...+25 °C		
19560	Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlis THIN PREP skystoje terpėje		5-7 d.d.	Tepinėlis skystoje terpėje	Iki 4 sav. +15...+25 °C		
15067	CK - Kreatinkinazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	20–25 °C 2 dienos; 2–8 °C 7 dienos;		
15032	Cl - Chloridų koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną.	Serumas. Plazma (ličio/natrio heparinas) Tyrimas neatliekamas iš kapiliarinio kraujo	20 - 25°C - 1 savaitė 2 to 8°C - 1 savaitė -20°C - 1 metai	Kiekybinis (netiesioginis) metodas naudojant ISE modulį	
19540	Chlamydia pneumoniae / Mycoplasma pneumoniae kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymas iš gerklės nuograndų	Subrangovai	4 d.d.	Tepinėlis iš nosiaryklės (nosiaryklės epitelis) sausoje terpėje (raudonu kamšteliu)	48 val. +4...+8 °C; Ėminiai laboratoriją turi pasiekti per 24 val.		
17115	Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-20 °C	ELISA	
17114	Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu		1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17113	Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu		1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	

19500	Chlamydia trachomatis (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
17994	Chlamydia trachomatis IgA antikūnų nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d	Serumas	48 val. +2 - (+8) °C 1 mėn. -15- (-25) °C		
17901	Chlamydia trachomatis IgG antikūnų nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	6 dienos +2...+8 °C	ELISA	
17902	Chlamydia trachomatis IgM antikūnų nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	6 dienos +2...+8 °C	ELISA	
19528	Chlamydia trachomatis LGV (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19553	Chlamydia trachomatis LGV PGR nustatymas šlapime	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19037	Chlamydia trachomatis šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
17957	Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas Imunochromotografiniu kokybiniu metodu		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	Tyrimą geriausia atlikti per pirmas 6 val. nuo ėminio paėmimo. 3 dienas +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	Imunochromatografija	

17128	CMV IgG - Citomegalo viruso IgG nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikliu (geltonu kamštelium) arba be priedų (raudonu kamštelium))	14 d. +2...+8 °C; 3 mėn. <-10 °C		
17125	CMV IgM - Citomegalo viruso IgM nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikliu (geltonu kamštelium) arba be priedų (raudonu kamštelium))	14 d. +2...+8 °C; Ilgiau <-10 °C		
15930	Cholinesterazė (CHE)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	6 val. +15...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C; 1 metai -15...-20 °C		
18022	CRB - C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	20–25 °C 15 dienų; 2–8 °C 2 mėnesiai; -20 °C 1 metai;	Imunoturbidimet rinis	
15019	Crea - Kreatinino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/plazma (k2EDTA, ličio/natrio heparinas)	7 dienos +20...+25 °C 7 dienos +2...+8 °C -20 °C - 3 mėnesiai	Kinetinis kolorimetrinis Jeffe	
15941	Chromas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18942	Chromograninas A (neuroendokrininių auglių žymuo)	Subrangovai	2-3 sav.	Serumas	Po centrifugavimo iškart užšaldyti serumą -15...-20 °C	ELISA	
15047	Cu - Vario koncentracijos serume nustatymas kaip mikroelementas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	2 sav. +2...+8 °C; 12 mėn. -15...- 25 °C		
15029	D-bil - Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas, EDTA)	2 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C 3 mėnesiai (-20)°C 3 mėnesiai (-80)°C	Fotometrinis kolorimetrinis	
15083	D-dimerų kiekybinis nustatymas		Tą pačią dieną	Citrato plazma	3 dienas. (+2...+8)°C Ilgiau (-25) °C	ELFA	
18906	D.j. CRB - Didelio jautrumo C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas)	15 dienų (+20...+25)°C 2 mėnesiai (+2...+8)°C 1 metai (-20)°C	Imunoturbidimet rinis	

16201	Delta Amino-levulino rūgštis šlapime	Subrangovai	10-20 d.d.	Renkamas paros šlapimas. Atpilti 100 ml į sterilų indelį, pristatyti į laboratoriją ir nurodyti visą surinktą paros tūrį (ml)	+2...+8°C, NEŠALDYTI		
14033	Demodekozės (Demodex folliculorum erkutės) mikroskopinis tyrimas: akių vokų blakstienos		1 d.d.	Akių vokų blakstienos steriliame indelyje	Pristatyti tą pačią dieną, kuo greičiau	Mikroskopinis tyrimas	
14034	Demodekozės (Demodex folliculorum erkutės) mikroskopinis tyrimas: veido odos nuograndos		1 d.d.	Veido odos nuograndos steriliame indelyje	Pristatyti tą pačią dieną, kuo greičiau	Mikroskopinis tyrimas	
14036	Dermatofitai - grybelių nustatymas PGR metodu (nagai, oda, plaukai)	Subrangovai	Iki 7 d.d. Pastaba: neaiškūs rezultatai kartojami, atsakymai gali užtrukti iki 10 d.d.	Nagai, plaukai (su folikulu) ar odos nuograndos steriliame sandariame indelyje	1 sav. +15...+25 °C; 2 sav. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
15159	DHEA-SO4 - Dehidroepiandrosterono sulfato nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	8 d.+2...+8 °C; 2 mėn. -20 °C		
18980	Diamino oksidazė (DAO) (histamino netoleravimas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
15222	Didelio jautrumo Troponino I nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	4 val. +15...+25 °C; 48 val. +2...+8 °C; 1 mėnesiai -20 °C (galima atšildyti iki 3 kartų)	ELFA	
15199	Digoksino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.Serumas NELAIKO MAS +18...+25 °C; 2 dienos +2...+8 °C; 1 sav. -15...-20 °C	Serumas	NELAIKOMAS +18...+25 °C; 2 dienos +2...+8 °C; 1 sav. -15...-20 °C		
16922	Dihidrotestosteronas DHT	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas (BENT 2 ML!)	1 mėn. -15...-25 °C		

15172	Dopamino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA plazma (du violetiniai mėgintuvėliai) Nucentrifuguoti ir plazmą iš karto atskirti ir užšaldyti.	1 mėn. -15...-25 °C		
15024	DTL - Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	2 dienos +20...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C 3 mėnesiai -20 °C	Fotometrinis kolorimetris	
15139	E2 - Estradiolio nustatymas imunofermentiniu metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyviu (geltonu kamštelio) arba be priedų (raudonu kamštelio))	7 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; Jeigu ėminys nepasiekia laboratorijos per 24 val., atskirti serumą nuo krešulio, serumo atskyriklio ar eritrocitų.		Šis metodas netinkamas pacientams, kurie gydomi fulvestrantu arba mifepristonu.
17122	EBV IgG - Epšteino-Baro viruso IgG antikūnų nustatymas (infekcinė mononukleozė)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	+2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17121	EBV IgM - Epšteino-Baro viruso IgM antikūnų nustatymas (infekcinė mononukleozė)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	+2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17207	Echinococcus granulosus IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	14 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C	ELISA	
17209	Echinococcus multilocularis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	14 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C	ELISA	
15966	Elektrolitų nustatymas šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	7 dienos +2...+8 °C		
15178	Eozinofilų katijoninio baltymo nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17939	Eozinofilų nustatymas tepinėlyje	UAB Rezus.lt ŠIAULIAI	Tą pačią dieną	Tepinėlis iš nosies ant stiklelio			
18924	Epideminio parotito (kiaulytės) antikūnai IgG	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; Iki 6 mėn -20 °C	ELISA	
18925	Epideminio parotito (kiaulytės) antikūnai IgM	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; Iki 6 mėn -20 °C	ELISA	

18137	Epštein-Baro viruso DNR (EBV DNR) kiekybinis nustatymas	Subrangovai	4 d.d.	1 specialus vakuuminis mėgintuvėlis su K2EDTA ir skiriamuoju geliu kraujo plazmai (PPT). Reiklaingas plazmos kiekis ne mažiau 1000 µl	4 val. +18...+25 °C; Jei mėgintuvėlis nepristatomas į laboratoriją per 4 val, jį būtina nucentrifuguoti ir laikyti +2...+8 °C temperatūroje iki 24 val.		
16151	Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) iš kraujo su EDTA		Tą pačią dieną	EDTA kraujas	24 val. (+15...+25) °C	Infraraudonieji spinduliai	
15190	Eritropoetino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas. Serumą nuo kraujo forminių elementų atskirti per vieną valandą	1 para +15...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C; Iki 3 mėn. -20 °C. Užšaldytą mėginį atšildyti galima tik vieną kartą.	CLIA	
17897	Erkės ištyrimas dėl erkinio encefalito viruso	Subrangovai	14 d.d.	Erkės steriliais įrankiais imama į sterilų mėgintuvėlį ar eppendorf tipo mėgintuvėlį.	Paimti mėginiai laikomi ir transportuojami +4...+8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo pristatomi ištyrimui		
17896	Erkės ištyrimas dėl Laimo ligos (Borrelia burgdorferi nustatymas)	Subrangovai	14 d.d.	Erkės steriliais įrankiais imama į sterilų mėgintuvėlį ar eppendorf tipo mėgintuvėlį.	Paimti mėginiai laikomi ir transportuojami +4...+8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo pristatomi ištyrimui		
17895	Erkės ištyrimas dėl Laimo ligos (Borrelia burgdorferi) ir erkinio encefalito viruso	Subrangovai	14 d.d.	Erkės steriliais įrankiais imama į sterilų mėgintuvėlį ar eppendorf tipo mėgintuvėlį.	Paimti mėginiai laikomi ir transportuojami +4...+8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo pristatomi ištyrimui		
17182	Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas	Subrangovai	Per 5 d. d. nuo ėminio patekimo į laboratoriją	Serumas	14 dienų +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C	ELISA	Rezultatai pateikiami pirmadienį/ketvirtą dieną vakare arba kitą dieną po tyrimo.

17181	Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas	Subrangovai	Per 5 d. d. nuo ėminio patekimo į laboratoriją	Serumas	14 dienų +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C	ELISA	Rezultatai pateikiami pirmadienį/ketvirtą dieną vakare arba kitą dieną po tyrimo.
19079	Erkių platinamų sukėlėjų nustatymas molekuliniiais metodais (Babesia spp., Anaplasma phagocytophilum ir kt.)	Subrangovai	15 d.	EDTA kraujas (Kraujo turi būti paimama ne mažiau 3 ml.)	24 val. +4...+8 °C; SVARBU - Į PTL laboratoriją ėminiai turi būti pristatyti per 48 val. nuo paėmimo		
17237	Escitalopramo koncentracijos kraujyje nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17265	Estrono (E1) nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
19109	Farmakogenetinis vaistų toleravimo tyrimas	Subrangovai	25 d.d.	Burnos epitelio ląstelių (seilių) ėminys			
15040	Fe - Geležies koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio arba natrio heparinas)	Serumas / plazma (20–25 °C) -10 valandų 2–8 °C - 7 dienos -20 °C - 12 mėnesių	Fermentinis kolorimetris	
15194	Ferr - Feritino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas Plazma(heparinizuota), 1ml	8val.(+15...+30)°C; 48 val. (+2...+8)°C; Neatlikus per 48h, reikia šaldyti -20°C ar žemesnės temperatūros.	CLIA	
15079	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (apskaičiuojamas)		Tą pačią dieną	Apskaičiuojamas pagal formulę. Apskaičiavimui turi būti atliktas protrombino laiko nustatymas Quick'o metodu (PT/INR). Žiūrėti tyrimų, reikalingų apskaičiavimui, tiriamąją medžiagą	Žiūrėti tyrimų, reikalingų apskaičiavimui, stabilumą.	Išskaičiuojamas	
15219	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (matuojamas)	Subrangovai	1 d.d.	Plazma su citratu	8 val. +15...+25 °C		
15943	Fluoridas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	Fotometris kolorimetris	

17942	Folio rūgšties eritrocituose nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	EDTA kraujas	2 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C; +15...+25 °C NESTABILUS; Pristatomas visas paimtas ėminys/vakuuminis mėgintuvėlis. Jei nėra galimybių ėminį pristatyti per 2 d. nuo paėmimo, tokiu atveju visas ėminys/vakuuminis mėgintuvėlis užšaldomas - 20 °C temperatūroje ir pristatomas užšaldytas. Ėminį būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pastaba: tais atvejais, kai pristatomas užšaldytas - 20 °C temperatūroje ėminys, prieš užšaldant ėminį būtina išmatuoti hematokritą ir nurodyti jo vertę laboratorinių tyrimų užsakymo protokole.		
15191	Folio rūgšties koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas (vengti saulės šviesos)	2 dienos +2...+8 °C; Ilgiau -15...-20 °C	CLIA	
16914	Fosforo nustatymas šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	+2...+8 °C		
10031	FOX basic visavalgams maisto netoleravimo paketas (163 produktai)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį. Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8°C		

10027	FOX maisto netoleravimo tyrimo paketas (283 produktai)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį. Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8°C		
10033	FOX veganams maisto netoleravimo paketas (170 produktai)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį. Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8°C		
10032	FOX vegetarams maisto netoleravimo paketas (167 produktai)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį. Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8°C		
15187	fPSA / PSA santykio nustatymas	Subrangovai	Trečiadienį. Mėginiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimų atlikimo dienos.	Santykis apskaičiuojamas iš PSA ir laisvo PSA. Žiūrėti šių tyrimų tiriamąją medžiagą.	Santykis apskaičiuojamas iš PSA ir laisvo PSA. Žiūrėti šių tyrimų stabilumą.	Išskaičiuojamas	
15016	Fruktozamino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	Fotometrinis kolorimetrinis	
15148	FSH - Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Tą pačią dieną	Serumas	2 dienos +2...+8 °C; Ilgiau -15...-20 °C		

15130	FT3/LT3 - Laisvo trijodtironino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas Plazma (heparinizuota), 1 ml	8val.(+15...+30)°C; 48 val. (+2...+8)°C; Neatlikus per 48h, reikia šaldyti -20°C ar žemesnės temperatūros.	CLIA	
15124	FT4/LT4 - Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	≤ 6 dienų +2...+8 °C Ilgiau -10°C ar žemesnėje temperatūroje	CMIA (Chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė)	
19505	Gardnerella vaginalis (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.		
19551	Gardnerella vaginalis šlapime (PGR)	Subrangovai	3-7 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5 dienas +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
17964	Gastrino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, 4 ml	1 mėn. -15...-25 °C	CLIA	
19632	Genetinis tyrimas AnteBC	Subrangovai					
19637	Genetinis tyrimas AnteCancerM	Subrangovai					
19636	Genetinis tyrimas AnteCancerW	Subrangovai					
19634	Genetinis tyrimas AnteCRC	Subrangovai					
19633	Genetinis tyrimas AnteMEL	Subrangovai					
19635	Genetinis tyrimas AntePC	Subrangovai					
10035	GastroPanel tyrimas	Subrangovai	7-10 d.d.	EDTA plazma, 2 ml su Gastrin-17 stabilizatoriumi (50µl/1 ml plazmos). Kraują centrifuguoti kuo greičiau bet ne vėliau kaip per 30 min.	7 dienos +2...+8 °C; 2 sav. -20 °C		
15041	Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas (TIBC)	Subrangovai					
19655	Genetinis tyrimas myBiome	Subrangovai	6-9 sav.	Išmatos (spec.rinkinys)	24 val +2...+8 °C 1 mėn. -20 °C		

19584	Genitalijų opų 7-ių sukelėjų paletė iš nuograndų (Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV)) PGR metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19585	Genitalijų opų 7-ių sukelėjų paletė iš šlapimo (Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Haemophilus ducreyi, Cytomegalo virus (CMV), Chlamydia trachomatis LGV, Treponema pallidum, Varicella-zoster virusas (VZV)) PGR metodu.	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
15204	Gentamicino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	Nelaikomas +15...+25 °C; 1 sav. +2...+8 °C; 2 sav. -15...-20 °C		
15073	GGT - Gama gliutamilttransferazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	7 dienos +15...+25 °C; 7 dienos +2...+8°C 3 mėnesiai -20°C		
15952	Gyvsidabris (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas	+2...+8 °C		
15014	Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas		Tą pačią dieną	EDTA kraujas	6 dienos (+20...+25) °C 30 dienų (+2...+8)°C	Boronato giminingumo didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC)	
16988	Gliukozė smegenų skystyje	Subrangovai	6 d.d.	Likvoras (vakuuminiame mėgintuvėlyje be priedų)	Visas likvoro ėminys gabenamas/pristatomas šaltai 2-8° C temperatūroje.		
15914	Gliukozė-6-fosfatdehidrogenazė	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas. Iškart po paėmimo dėti į šaldytuvą.	Iškart po paėmimo dėti į šaldytuvą. Gabenti ir laikyti +2...+8 °C.		

15982	Gliukozės koncentracijos nustatymas po 1 valandos		Tą pačią dieną	Serumas arba plazma. Tinkami antikoagulantai yra: Ličio heparinas; Natrio heparinas; Natrio fluoridas; kalio oksalatas; EDTA	Stabilizuota natrio fluoridu / kalio oksalatu.: 48 val. +20...+25 °C; 7d. +2...+8 °C; 3mėn. -20 °C	Fermentinis UV (Heksokinazės)	Viso kraujo, laikomo kambario temperatūroje, gliukozė yra metabolizuojama apytikriai 5% per valanda greičiau.
15912	Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas		Tą pačią dieną	Plazma. Tinkami antikoagulantai yra: Ličio heparinas; Natrio heparinas; Natrio fluoridas; kalio oksalatas; EDTA	Stabilizuota natrio fluoridu / kalio oksalatu.: 48 val. +20...+25 °C; 7d. +2...+8 °C; 3mėn. -20 °C	Fermentinis UV (Heksokinazės)	
15012	Gliukozės koncentracijos serume nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	Stabilizuota natrio fluoridu / kalio oksalatu.: 48 val. +20...+25 °C; 7d. +2...+8 °C; 3mėn. -20 °C	Fermentinis UV (Heksokinazės)	
15983	Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. plazmoje		Tą pačią dieną	Plazma. Tinkami antikoagulantai yra: Ličio heparinas; Natrio heparinas; Natrio fluoridas; kalio oksalatas; EDTA	Stabilizuota natrio fluoridu / kalio oksalatu.: 48 val. +20...+25 °C; 7d. +2...+8 °C; 3mėn. -20 °C	Fermentinis UV (Heksokinazės)	
15013	Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. serume		Tą pačią dieną	Serumas	Stabilizuota natrio fluoridu / kalio oksalatu.: 48 val. +20...+25 °C; 7d. +2...+8 °C; 3mėn. -20 °C	Fermentinis UV (Heksokinazės)	
16167	Gripo A+B, RSV, Adenoviruso, Covid-19, atipinio Mycoplasma pneumoniae nustatymas iš nosiaryklės tepinėlio		Atliekamas vietoje, tą pačią dieną	Tepinėlis iš nosiaryklės. Paimamas gamintojo rinkinyje pridėtomis priemonėmis (tamponėliu)		Imunochromatografija	
16946	Gripo Influenza A ir B antigenų testas gripo kokybiniam nustatymui		Atliekamas iš karto	Tepinėlis iš nosies	Atliekamas iš karto		

19529	Haemophilus ducreyi PGR	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19517	Haemophilus ducreyi šlapime PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19638	Harmony Basic (trisomijos 21, 18 ir 13 + vaisiaus lytis)	Subrangovai					
19640	Harmony Plus (trisomijos 21, 18 ir 13 + X, Y aneuploidijos + 22q11.2mikrodelecija (Di George) + vaisiaus lytis)	Subrangovai					
19639	Harmony XY (trisomijos 21, 18 ir 13 + X, Y aneuploidijos + vaisiaus lytis)	Subrangovai					
15118	Haptoglobino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	5 d.d.	Serumas. Serumą nuo kraujo forminių elementų atskirti per valandą.	7 dienos +20...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C	Imunoturbidimet rinis	
15904	HE4 - Epitelinis kiaušidžių vėžio žymuo	UAB Rezus.lt VILNIUS	Antradieniais ir ketvirtadieniai s (ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimo atlikimo dienos)	Serumas	Kambario temperatūroje 24 val.; 4 dienos +2...+8°C; ilgiau <- 10°C.		
17940	Helicobacter pylori nustatymas išmatose		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	72 val. +2...+8 °C	Imunochromatog rafija	
16509	Helminto rūšies nustatymas išmatose	Subrangovai	3 d.d.	Helminas steriliame indelyje su vandeniu	Kambario temperatūra – 1 val., 2–8 °C – 24 val.		
17146	Hepatito A viruso (HAV) antikūnų nustatymas	Subrangovai	3 d.d.	Serumas	5 d. +20...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C; 12 mėn. -15...-20 °C		

17147	Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas (postvakcininis)	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	2 sav. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-20 °C		
17145	Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-20 °C (galima užšaldyti 5 kartus)	ECLIA	
17151	Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-20 °C		
17158	Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas	Subrangovai	15 d.d.	Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoagulantu ir skiriamuoju geliu	Mėginiai į laboratoriją turi būti pristatyti darbo dienomis per 2 val. nuo paėmimo. Laikant ilgiau negu 4 val. ėminį, paimtą į mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu galima nucentrifuguoti ir laikyti (+2...+8)°C temperatūroje iki 24 val. Reikalingas plazmos kiekis ne mažiau 1000 µl (1 ml)		
17150	Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	7 d. +20...+25 °C; 14 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-25 °C (galima užšaldyti 5 kartus)	ECLIA	
17153	Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 3 mėn.-15...-20 °C		
17152	Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-20 °C		
17326	Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno kokybinis nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas ir plazma (su heparinu, EDTA, ACD ir natrio citratas)	Kambario temperatūroje - 8h 4 dienos (+2...+8)°C		
17148	Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu		Tą pačią dieną	Serumas ir plazma (su heparinu, EDTA, ACD ir natrio citratas), 1ml	Kambario temperatūroje - 8h 4 dienos (+2...+8)°C	CLIA	
17155	Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	7 d. +20...+25 °C; 14 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-25 °C (galima užšaldyti 5 kartus)	ECLIA	
17892	Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas PROGRAMA		Tą pačią dieną	Serumas	7 dienas +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	CLIA	

17166	Hepatito C viruso (HCV) genotipo nustatymas	Subrangovai	22 d.d.	Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu ir skiriamuoju geliu	Norint atlikti HCV genotipo nustatymą, reikia užsakyti ir HCV RNR kiekybinį tyrimą. Mėginiai į laboratoriją turi būti pristatyti darbo dienomis per 2 val. nuo paėmimo. Laikant ilgiau negu 4 val. ėminį, paimtą į mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu galima nucentrifuguoti ir laikyti (+2...+8)°C temperatūroje iki 24 val. Reikalingas plazmos kiekis ne mažiau 1000 µl (1 ml)		
17159	Hepatito C viruso (HCV) kiekybinis antikūnų nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	7 dienas +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	CLIA	
17160	Hepatito C viruso (HCV) kokybinis antikūnų nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/ EDTA kraujas/plazma	3 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; EDTA kraujas: 3 d. +2...+8 °C		
17165	Hepatito C viruso (HCV) RNR nustatymas kiekybiniu metodu	Subrangovai	8 d.d.	Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu ir skiriamuoju geliu	Mėginiai į laboratoriją turi būti pristatyti darbo dienomis per 2 val. nuo paėmimo. Laikant ilgiau negu 4 val. ėminį, paimtą į mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu galima nucentrifuguoti ir laikyti (+2...+8)°C temperatūroje iki 24 val. Reikalingas plazmos kiekis ne mažiau 1000 µl (1 ml)		
18895	Herpes 6 DNR kiekybinis nustatymas	Subrangovai	4 d.d.	Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu ir skiriamuoju geliu	Laikant ilgiau negu 4 val. ėminį, paimtą į mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu būtina nucentrifuguoti ir laikyti +2...+8 °C temperatūroje iki 24 val.		

19513	Herpes Simplex virusas (HSV1/2) (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C. Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19059	Herpes Simplex virusas ŠLAPIME (HSV1/2) (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
17138	Herpes simplex viruso I tipo IgG (HSV 1 IgG) nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-20 °C	ELISA	
17934	Herpes simplex viruso I tipo IgM (HSV 1 IgM) nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-20 °C	ELISA	
17508	Herpes simplex viruso I/II tipo IgG (HSV 1/2 IgG) nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17137	Herpes simplex viruso I/II tipo IgM (HSV 1/2 IgM) nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti		
17139	Herpes simplex viruso II tipo IgG (HSV 2 IgG) nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; 6 mėn. -15... 20 °C	ELISA	
18966	Histaminas plazmoje	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA plazma	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18988	Homeostazės vertinimo modelis – Rezistentiškumas Insulinui (Insulinas, proinsulinas, Homaindeksas)	Subrangovai	10-20 d.d.	SVARBU - Serumas IR EDTA plazma (raudonas + violetinis mėgintuvėliai). Būtina kartu užsakyti ir gliukozės tyrimą.	1 mėn. -15...-25 °C		
15192	Homocisteino koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	Šaltai prie ledo (ne šaldiklyje) 6 val. Jeigu mėginys nepasieks laboratorijos per 6 val., serumą atskirti (atpilti) nuo krešulio ar skiriamąjo gelio. Atskirto serumo stabilumas: 14 d. +2...+8 °C; 1 metus -15...-20 °C	.	
17099	HP IgA kiekybinis - Helicobacter pylori IgA antikūnų kiekybinis nustatymas		1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	

17933	HP IgG kiekybinis - Helicobacter pylori IgG antikūnų kiekybinis nustatymas		1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17936	IAA Antikūnai prieš insuliną	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17101	Yersinia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) antikūnų nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17102	Yersinia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) antikūnų nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17894	IgA endomiziumo antikūnai (IgA-Ema) (dėl celiakinės ligos ištyrimo)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18013	IgA klasės antikūnų prieš gliadiną nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
18008	IgA klasės antikūnų prieš kardiopoliną nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. 15...25°C; 48 val. 2...8 °C; Ilgiau <-20 °C		
18929	IgD - Imunoglobulino D koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
18032	IgE - Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikiu (geltonu kamštelio) arba be priedų (raudonu kamštelio))	8 val. +10...+30 °C; 7 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C. Užšaldyti/atšildyti galima iki 2 kartų		
18896	IgG antikūnai prieš Herpes 6 tipo virusą	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18989	IgG antikūnai prieš Maliarijos sukėlėją	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
15995	IgG antikūnai prieš Streptococcus pneumoniae	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
17100	IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	3 d. +2...+8 °C		
18947	IgG endomiziumo antikūnai (IgG-Ema) (dėl celiakinės ligos ištyrimo)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18012	IgG klasės antikūnų prieš gliadiną nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	

18007	IgG klasės antikūnų prieš kardiopolipiną nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. 15...25°C; 48 val. 2...8 °C; Ilgiau <-20 °C		
18969	IgM antikūnai prieš Herpes 6 tipo virusą	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
10040	Įkvepiamiems alergenams specifinių IgE nustatymas imunoblotu (20 specifiku)	Subrangovai	Ketvirtadienį. Ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	7d. +2...+8 °C		
19614	Illumina Verifi Basic (Trisomijos 21, 18 ir 13 + lytis)	Subrangovai					
19623	Illumina Verifi Karyo (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + mikrolelecijos + visų likusių chromosomų porų aneuploidijų analizė + lytis)	Subrangovai					
19620	Illumina Verifi Plus (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + mikrolelecijos + lytis)	Subrangovai					
19617	Illumina Verifi XY (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + lytis)	Subrangovai					
19657	Illumina VeriSeq N3 (Trisomijos 21, 18 ir 13 + lytis)	Subrangovai					
10003	Įkvepiamųjų alergenų paletė (Euroimmun)	Subrangovai	Ketvirtadienia is.	Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	SerumasI4 dienų +2...+8 °C	Specifinių alergenų IgE nustatymas	
18025	Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas	Subrangovai	5-7 d.d.	Serumas	(+20° – +25° C) - 7d. (+2° – +8° C) - 3 mėnesiai -20 °C - 6 mėnesiai		
18027	Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas	Subrangovai	5-7 d.d.	Serumas	4 mėn. +15...+25 °C; 8 mėn. +2...+8 °C		
18028	Imunoglobulino G1 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
18029	Imunoglobulino G2 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
18030	Imunoglobulino G3 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
18031	Imunoglobulino G4 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
18105	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų kappa grandinių koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	3 sav. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-25 °C		

18106	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų lambda grandinių koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	3 sav. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-25 °C		
18034	Imunoglobulinų lengvųjų kappa/lambda grandinių koncentracijų ir jų santykio nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	3 sav. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-25 °C		
18950	Inhibinas B	Subrangovai	Iki 30 d.d.	Serumas (1-2 ml). Kraujas imamas 3-4 menstruacinio ciklo dieną.	14 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -20 °C. Prioritetas teikiamas +2...+8 °C temperatūrai.		
15135	Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Antradieniais, ketvirtadieniai s	Serumas	7 d. <-10 °C		Jei mėginys pasiekia laboratoriją tapatį dieną - gabenti šaltai +2...+8 °C. Jeigu vėliau - atskirti serumą nuo krešulio, eritrocitų atskyrimo gelio. Atskirtą serumą užšaldykite.
15228	Insulino nustatymas po 2 val.	UAB Rezus.lt VILNIUS	Antradieniais, ketvirtadieniai s	Serumas	7 d. <-10 °C		Jei mėginys pasiekia laboratoriją tapatį dieną - gabenti šaltai +2...+8 °C. Jeigu vėliau - atskirti serumą nuo krešulio, eritrocitų atskyrimo gelio. Atskirtą serumą užšaldykite.
15189	Interleukino-6 (IL-6) nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	1 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C		

17032	Išmatų diagnostinis pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Išmatos steriliame indelyje arba išmatų tepinėlis transportinėje terpėje	Indelyje: Ne daugiau 24 val. +2...+8 °C; Transportinėje terpėje: Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17033	Išmatų profilaktinis pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Išmatos steriliame indelyje arba išmatų tepinėlis transportinėje terpėje	Indelyje: Ne daugiau 24 val. +2...+8 °C; Transportinėje terpėje: Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
15956	Jodas serume (kiekybinis koncentracijos nustatymas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas (4 ml)	1 mėn. -15...-25 °C		
15226	Jodas šlapime	Subrangovai	10-20 d.d.	Renkamas 24 val. šlapimas, tyrimui atpilti 10 ml. Nurodyti paros šlapimo kiekį.	7 d. +2...+8 °C		
15030	K - Kalio koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas. Plazma (ličio/natrio heparinas) Tyrimas neatliekamas iš kapiliarinio kraujo	20 - 25°C - 1 savaitė 2 to 8°C - 1 savaitė -20°C - 1 metai	Kiekybinis (netiesioginis) metodas naudojant ISE modulį	
18913	Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgG antikūnių nustatymas	Subrangovai	11 d.d.	Serumas	14 d. +2...+8 °C		

18914	Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgM antikūnių nustatymas	Subrangovai	11 d.d.	Serumas	14 d. +2...+8 °C		
17513	Kadmio koncentracijos nustatymas kraujyje	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas	+2...+8 °C		
15964	Kalcio nustatymas šlapime	Subrangovai		Šlapimas steriliame indelyje	7 dienos +2...+8 °C		
15176	Kalcitonino nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	15 d. -20 °C; Iš karto po paėmimo kraujo mėginys turi būti nucentrifuguotas ir atskirtas į Eppendorf ar kito tipo vienkartinį mėgintuvėlį ir nedelsiant užšaldytas -20 °C temperatūroje.		
15625	Kalio nustatymas šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	7 dienos +2...+8 °C		
15991	Kalis heparinizuota plazma (žalias mėgintuvėlis)		Tą pačią dieną.	Plazma (ličio/natrio heparinas)	20 - 25°C - 1 savaitė 2 to 8°C - 1 savaitė -20°C - 1 metai	Kiekybinis (netiesioginis) metodas naudojant ISE modulį	
18990	Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose (Calprotectin)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Išmatos steriliame indelyje	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	ELISA	
15203	Karbamazepino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C	CLIA	
18035	Kasos elastazės aktyvumo išmatose nustatymas	Subrangovai	30 d.d.	Išmatos steriliame indelyje.	3 d. +2...+8 °C; 1 metai -15...-20 °C	ELISA	

18973	Katecholaminai (adrenalinai, noradrenalinai, dopaminai)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA plazma (trys violetiniai mėgintuvėliai); Plazmą iš kart nucentrifuguoti, atskirti ir užšaldyti.	1 mėn. -15...-25 °C	Prieš mėginio ėmimą vengti streso, 1 savaitę prieš, jei galima nenaudoti jokių vaistų, 3 dienas prieš nebevartoti kavos, arbatos, nikotino, bananų, riešutų, sūrio, šokolado ir kiaušinių. Kraują imti gulint po 30 minučių poilsio. Plazmą iš kart nucentrifuguoti, atskirti ir užšaldyti.
-------	---	-------------	------------	---	---------------------	---

16955	Katecholaminai (adrenalinai, noradrenalinai, dopaminai) paros šlapime	Subrangovai	21 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje (200 ml). Surinkti paros šlapimą, atpilti 200 ml ir nurodyti visą tūrį ml.	1. Ryte pacientas šlapinasi, bet pirmo šlapimo nerenka; 2. Visos sekančios šlapimo porcijos turi būti surenkamos į vieną sterilų indą ir laikomos +2...+8°C temperatūroje; 3. Kitos dienos rytinis šlapimas yra surenkamas į tą patį paros šlapimo indą. 4. Išmatuojamas per parą surinkto šlapimo kiekis, nurodomas ml. 5. Paros šlapimo indas gerai išmaišomas, 200 ml atpilama į sterilų indelį ir pristatoma į laboratoriją. BŪTINA NURODYTI PAROS ŠLAPIMO KIEKĮ. P A S T A B A Prieš pat renkant paros šlapimą, į šlapimo indą reikia įpilti konservanto (30 ml 6N druskos rūgšties). Konservantą reikia pasiimti iš laboratorijos.		
15981	Kaulų šarminės fosfotazės izofermentas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15 - (-20) °C		
16067	Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	12 val. +2...+8 °C	Mikroskopinis tyrimas	
17243	Klozapino vaisto koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	+2...+8 °C		
15942	Kobaltas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas arba serumas	+2...+8 °C		
19628	Kokybinis kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas realaus laiko PGR metodu (atliekama iš spec. terpės)	Subrangovai	2 d.d.	Speciali transportinė terpė kvėpavimo takų sukėlėjams nustatyti (teirautis laboratorijos)	12 val. +2...+8 °C	RL-PGR	
19541	Kokliušo (Bordetella pertussis) kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymas iš gerklės nuogrاندų PGR metodu	Subrangovai	5 d.d.	Gerklės nuogrاندos	7d. +2...+8 °C	RL-PGR	

17096	Kokliušo sukelėjui IgA antikūnų nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti		
17097	Kokliušo sukelėjui IgG antikūnų nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti		
18036	Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	8 d. +2...+8 °C; 8 d. -15...-20 °C; NELAIKOMAS +15...+25 °C		
18037	Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	8 d. +2...+8 °C; 8 d. -15...-20 °C; NELAIKOMAS +15...+25 °C		
18898	Kopeptinas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	Mėginys imamas tik ryte po 8 val. susilaikymo nuo bet kokių skysčių vartojimo.
16064	Koprogramos įvertinimas		Tą pačią dieną	Išmatos Steril. ind.	12 val. (+2...+8)°C	Mikroskopinis tyrimas	
15157	Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Tą pačią dieną	Serumas	2 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C		
17246	Kortizolio nustatymas iš seilių	Subrangovai	8 d.d.	Seilės renkamos TIK į specialius tam skirtus mėgintuvėlius. Dėl mėgintuvėlių ir seilių surinkimo instrukcijos kreiptis į laboratoriją.	4 d. +15°...+25°C; 3 mėn. +2°...+8°C		
15972	Kortizolio paros šlapime nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje. Šlapimą rinkti 24 val., išmatuoti jo tūrį ir atpilti dalį į sterilų indelį, kurį pristatyti į laboratoriją.	7 dienos +2...+8 °C 3 mėn. -15...-20 °C		
17950	Kortizolis ryte (iki 10 val.)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Tą pačią dieną	Serumas	14 d. +2...+8 °C; 1 mėn. <-10 °C		
17951	Kortizolis vakare (po 17 val.)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Tą pačią dieną	Serumas	14 d. +2...+8 °C; 1 mėn. <-10 °C		

16104	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu		Tą pačią dieną	Veninis kraujas (EDTA ar natrio citrato mėgintuvėlis); Kapiliarinis kraujas	Tyrimą rekomenduojama atlikti tą pačią dieną; 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-20 °C	Hemagliutinacij os reakcija	
17010	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams)	Subrangovai	Iki 14 d.d.	2 buteliukai po 8-10 ml kraujo: BD Bactec™ Plus Aerobic/F ir BD Bactec™ Plus Anaerobic	24 val. +15...+25 °C		
16013	Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukogramos skaičiavimas)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	EDTA kraujas	24 val. (+15...+25) °C (tepinėlį paruošti per 2 val. nuo kraujo ėminio gavimo)	Mikroskopinis tyrimas	
16011	Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)		Tą pačią dieną	Veninis kraujas	24 val. +15...+25 °C		
16012	Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)		Tą pačią dieną	EDTA kraujas	24 val. (+15...+25) °C	Infraraudonieji spinduliai	
16909	Kraujo tyrimas ENG nustatyti po 2val.		Tą pačią dieną	EDTA kraujas	24 val. (+15...+25) °C	Infraraudonieji spinduliai	
15022	Kreatinino koncentracijos šlapime nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	7 dienos +2...+8 °C		
15969	Kreatinino nustatymas paros šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje. Šlapimą rinkti 24 val., išmatuoti jo tūrį ir atpilti dalį į sterilų indelį, kurį pristatyti į laboratoriją.	7 dienos +2...+8 °C		
15070	Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	48 val. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
15068	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas	Subrangovai	2 d.d.				
15069	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas	Subrangovai	10 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C 8 dienos +2...+8 °C		

15084	Krešėjimo faktoriaus II nustatymas	Subrangovai	6 d.d.	Plazma su citratu	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gali būti gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis, $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ temperatūroje, tais atvejais, kai pristatomas ne vėliau nei per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Po centrifugavimo atskirta į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį kraujo plazma gabenama pagal laikymo sąlygas: 4 val. $+15...+25^{\circ}\text{C}$; 8 val. $+2...+8^{\circ}\text{C}$; 15 d. -25°C		
15085	Krešėjimo faktoriaus V nustatymas	Subrangovai	6 d.d.	Natrio citrato plazma	4 val. $+15...+25^{\circ}\text{C}$; 8 val. $+2...+8^{\circ}\text{C}$; 15 d. $-15...-20^{\circ}\text{C}$		
15086	Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas	Subrangovai	Iki 14 d.d.	Natrio citrato plazma (žydras mėgintuvėlis)	4 val. $+15...+25^{\circ}\text{C}$; Ilgiau -20°C ;		
15087	Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas	Subrangovai	Iki 14 d.d.	Plazma (natrio citratas)	3 val. $+15...+25^{\circ}\text{C}$; Ilgiau -20°C ; $+2...+8^{\circ}\text{C}$ NELAIKOMAS;		
15089	Krešėjimo faktoriaus X nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Natrio citrato plazma	1 mėn. $-15...-25^{\circ}\text{C}$		
15090	Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Natrio citrato plazma	1 mėn. $-15...-25^{\circ}\text{C}$		
15091	Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Natrio citrato plazma	4 val. $+2...+8^{\circ}\text{C}$; 6 mėn. -20°C		
15010	Krioglobulinų nustatymas	Subrangovai	15 d.d.	Serumas	1. Ėminį nucentrifuguoti šiltoje $36-37^{\circ}\text{C}$ temperatūros centrifugoje. 2. Po centrifugavimo, nedelsiant atskirti kraujo serumą į antrinį mėgintuvėlį ir gabenti/pristatyti šiltai kūno temperatūros sąlygomis $36-37^{\circ}\text{C}$. Stabilumas po inkubavimo $36-37^{\circ}\text{C}$: 10 d. $+2...+8^{\circ}\text{C}$;		
19629	Kvėpavimo takų bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (atliekama iš spec. terpės)	Subrangovai	2 d.d.	Speciali transportinė terpė kvėpavimo takų sukėlėjams nustatyti (teirautis laboratorijos)	12 val. $+2...+8^{\circ}\text{C}$	RL-PGR	

18902	LAI - Laisvas androgenų indeksas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	Tyrimas apskaičiuojamas iš testosterono ir SHBG koncentracijų. Žiūrėti šių analizių stabilumą		
15245	Laisvas metanefrinas	Subrangovai	2-3 sav.	EDTA plazma	Po mėginio centrifugavimo būtina plazmą atskirti nuo kraujo ląstelių į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį mažiau nei per 2 val.; 1 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -20 °C		
15246	Laisvas normetanefrinas	Subrangovai	5 d.d.				
15987	Laisvas testosteronas apskaičiuojamas pagal formulę	UAB Rezus.lt VILNIUS	2 d.d.	Serumas	Tyrimas apskaičiuojamas iš testosterono, SHBG ir albumino koncentracijų. Žiūrėti šių analizių stabilumą		
15155	Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	1 sav. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C		
15151	Laisvo estriolio nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	1 sav. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C		
15072	Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	+2...+8 °C; SVARBU - NEGALIMA ŠALDYTI		
15017	Laktato koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Plazma su natrio fluoridu (mėgintuvėlis pilku kamštelio).	Mėgintuvėlis centrifuguojamas, plazma atpilama į eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį ir transportuojama: 3 d. +2...+8 °C; >3 d. -15...-20 °C		
16939	Laktoferino kiekybinis nustatymas išmatose	Subrangovai	10-20 d.d.	Išmatos steriliame indelyje	1 mėn. -15...-25 °C		
19534	Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas PGR	Subrangovai	7 d.d.	EDTA kraujas arba burnos epitelio ląstelių (seilių) ėminys	72 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C		
17261	Lamotriginas (vaistų koncentracijos tyrimas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, 4ml. Reikia bent dviejų raudonų mėgintuvėlių.	1 mėn. -15...-25 °C		

18930	Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19)	Subrangovai	Iki 5 d.d.	EDTA kraujas	48 val. +15...+25 °C	Tekmės citometrija, tiesioginė imunofluorescencija	
15071	LDH - Laktatdehidrogenazės aktyvumo nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Tą pačią dieną	Serumas (vengti hemolizuotų ėminių); *Atliekant iš kapiliarinio kraujo, koncentracija gali būti didesnė.	7 d. +15...+25 °C; 4 d. +2...+8 °C		
10018	EUROLINE ?kvepiamoji alergen? palet?	UAB Rezus.lt VILNIUS	Ketvirtadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C	Specifinių alergenų IgE nustatymas	
17238	Leflunomido koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18999	Legionella pneumophila IgG nustatymas	Subrangovai	Iki 6 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	ELISA	
18991	Legionella pneumophila IgM nustatymas	Subrangovai	Iki 6 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	ELISA	
15169	Leptino kiekybinis nustatymas	Subrangovai	1 mėn.	Serumas	2 mėn. +2...+8 °C; >2 mėn. -20 °C		
18968	Levetiracetamo koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.Serumas 1 mėn. -15...-25 °C	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
15146	LH - Liutropino (liuteinizuojančio hormono) koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	2 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C		
17211	Liambliazės iš fekalijų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	3 d.d.Išmatos steriliame indelyje 1 val. +15...+25 °C; 2 d. +2...+8 °C	Išmatos steriliame indelyje	1 val. +15...+25 °C; 2 d. +2...+8 °C	Imunochromatografija	
16072	Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu	Subrangovai		Likvoras (vakuuminiame mėgintuvėlyje be priedų)	Visas likvoro ėminys gabenamas/pristatomas šaltai 2-8° C temperatūroje.		

18055	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną fitohemaglutininą (angl. PHA)	Subrangovai	5 d.d.	Mėgintuvėlis su ličio heparinu (žaliu kamštelio)	Ėminį pristatyti į laboratoriją kambario temperatūroje per 2-3 val, ryte iki 12 valandos.		
15076	Lipazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną.	Serumas arba plazma (ličio heparinas arba natrio heparinas).	7 dienos 2–8 °C 12 mėnesių -20 °C temperatūroje.		
15963	Lipidograma		Tą pačią dieną	Serumas	Šį tyrimą sudaro: trigliceridai, bendras cholesterolis, mažo tankio cholesterolis ir didelio tankio cholesterolis. Žiūrėti šių tyrimų stabilumą.		
15027	Lipoproteinų elektroforezė	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	1 sav. +2...+8 °C		
19658	llumina VeriSeq N4 (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + lytis)	Subrangovai					
19659	llumina VeriSeq N5 (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + stambios delecijos ir duplikacijos + lytis)	Subrangovai					
19661	llumina VeriSeq N6 (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + stambios delecijos ir duplikacijos + visų likusių autosominių chromosomų aneuploidijų analizė + lytis)	Subrangovai					
15955	Litis serume	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	24 val. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-25 °C		
15119	Lp(a) - Lipoproteino (a) koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas arba plazma (EDTA)	8d. - 2-8°C; Ilgiau - -20°C	Imunoturbidimet rinis	
15186	LPSA - Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas	Subrangovai	Trečiadienį. Ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki antradienio vakaro.	Serumas	8 val. +20...+25 °C; 5 d. +2...+8 °C; 3 mėn.-15...-20 °C; Galima užšaldyti tik vieną kartą	ECLIA	
15093	Lupus antikoagulianto kokybinis tyrimas	Subrangovai	2 d.d.	Natrio citrato plazma	Mėginį būtina papildomai/antrą kartą nucentrifuguoti betrombocitės plazmos mėginiui gauti. 4 val. +15...+25 °C; 1 mėn. 15...-20 °C		

15094	Lupus antikoagulianto LA1 tyrimas	Subrangovai	7 d.d.	Natrio citrato plazma	4 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
15095	Lupus antikoagulianto LA2 tyrimas	Subrangovai	7 d.d.	Natrio citrato plazma	4 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
15965	Magnio nustatymas šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	Tiriant magnį šlapime, reikia jį parūgštinti iki pH 1 su konc.3l dienos +15...+25 °C; 3 dienos +2...+8 °C; 1 metai -15...-20 °C		
10041	Maisto alergenams specifinių IgE nustatymas imunoblotu (20 specifiku)	Subrangovai	Ketvirtadienį. Ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	7d. +2...+8 °C	Western blot	Rezultatų pateikimas gali užtrukti iki penktadienio.
10002	Maisto alergenų paletė (Euroimmun)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Ketvirtadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C	Specifinių alergenų IgE nustatymas	
10042	Maisto ir įkvepiamiems alergenams specifinių IgE nustatymas imunoblotu (20 specifiku)	Subrangovai	Ketvirtadienį.	Serumas	7d. +2...+8 °C		
10026	Maisto netoleravimo tyrimas myfoodprofile standartinis (54 produktai)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Penktadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas arba plazma (EDTA, heparinas, citratas)	14 dienų +2...+8 °C	Specifinių IgG antikūnų prieš maisto antigenus nustatymas	
17935	Makroprolaktino kiekio nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	14 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15... -20 °C		
15945	Manganas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	+2...+8 °C		
15986	Melatonino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
19073	Meningito virusinių sukelėjų nukleorūgščių nustatymas (PGR)	Subrangovai	2 d.d.	EDTA kraujas arba smegenų skystis steriliame indelyje (ne mažiau 250 µl)	Ėminį iš karto pristatyti į laboratoriją +18...+25 °C temperatūroje		

17989	Metilmalono rūgšties koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
19133	myCancerRiskDNA	Subrangovai					
19652	myCardio	Subrangovai					
15043	MG - Magnio koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	8 valandos +15...+25 °C; 3 dienos +2...+8 °C; 3 mėnesiai -20°C Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų	Fermentinis kolorimetrinis	
19503	Mycoplasma genitalium (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19519	Mycoplasma genitalium šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19502	Mycoplasma hominis (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	

19514	Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. nustatymas bei jautrumo antibiotikams tyrimas	Subrangovai	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki atlikimo dienos.	Mėginio paėmimui skirta speciali transportinė terpė (kreiptis į laboratoriją), kurioje nuplaunamos ląstelės iš gimdos kaklelio, šlaplės; Nustatoma Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.	48 val. +2...+8 °C		
19518	Mycoplasma hominis šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
16165	Mycoplasma pneumoniae (atipinio sukėlėjo) nustatymas iš gerklės tepinėlio		Tyrimas atliekamas vietoje, iš karto paėmus ėminį. Rezultatas vertinamas po 15 minučių.	Tepinėlis iš gerklės, paimamas gamintojo rinkinyje pridėtomis priemonėmis (tamponėliu)			
17107	Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu		1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17105	Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu		1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti		
16921	Mikroalbuminas šlapime		Tą pačią dieną	Šlapimas steriliame indelyje	3 val. +2...+8 °C	Atspindžio fotometrinis	
19650	myNewbornDNA	Subrangovai					

19624	myPrenatal GenomeScreen Karyo (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + makrodelecijos + duplikacijos + visų likusių chromosomų porų aneuploidijų analizė + lytis)	Subrangovai					
19615	myPrenatal XY (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + lytis)	Subrangovai					
19619	myPrenatalDNA (VeriSeq NIPT Test) (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + lytis)	Subrangovai					
15195	Mioglobino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	5 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 60 d. -20 °C.	ELFA	
10001	Mišri alergenų paletė (Euroimmun)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Ketvirtadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C	Specifinių alergenų IgE nustatymas	
10009	Mišri alergenų paletė pediatriinė (27 komponentai) Euroimmun	UAB Rezus.lt VILNIUS	Ketvirtadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C	Specifinių alergenų IgE nustatymas	
15946	Molibdenas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas arba EDTA plazma	1 mėn. -15...-25 °C		
15216	Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos metodu	Subrangovai	10 d.d.	Serumas	2 val. +15...+25 °C; 1 sav. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
17041	Moters lyties organų išskyrų mikroskopija		Tą pačią dieną	Tepinėlis ant stikliuko	24 val. +15...+25 °C		
17952	Motinos pieno pasėlis		Iki 5 d.d.	Pienas steriliame indelyje	Ne daugiau 24 val. +2...+8 °C		
15025	MTL - Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę		Tą pačią dieną	Serumas	Apskaičiuojamas iš trigliceridų, bendro cholesterolio ir didelio tankio cholesterolio (DTL). Žiūrėti šių analizių stabilumą.	Išskaičiuojamas	

15976	MTL/LDL (mažo tankio) cholesterolis atliekamas analizatoriumi (matuojamas)		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (Ličio/natrio heparinas; EDTA)	5 dienos +2...+8 °C 3 mėnesiai -80 °C	Fermentinis kolorimetris	
15916	N-Bil - Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	Apskaičiuojamas iš bendro ir tiesioginio bilirubinų. Žiūrėti šių analizių stabilumą.	Išskaičiuojamas	
15031	Na - Natrio koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas. Plazma (ličio/natrio heparinas) Tyrimas neatliekamas iš kapiliarinio kraujo	20 - 25°C - 2 savaitės 2 to 8°C - 2 savaitės -20°C - 1 metai	Kiekybinis (netiesioginis) metodas naudojant ISE modulį	
14001	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 1-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas (+15...+25) °C	Mikroskopinis tyrimas	
14002	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 2-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje 5 dienas +15...+25 °C	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14003	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 3-ias nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje 5 dienas +15...+25 °C	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14004	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 4-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14005	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 5-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14011	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 1-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje 5 dienas +15...+25 °C	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14012	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 2-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14013	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 3-ias nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14014	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 4-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14015	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 5-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14006	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 1-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje 5 dienas +15...+25 °C	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14007	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 2-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	

14008	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 3-ias nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14009	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 4-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14010	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 5-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14016	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 1-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14017	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 2-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14018	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 3-ias nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14019	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 4-as nagas)		1d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14020	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 5-as nagas)		1 d.d.	Nagai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
15218	Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	2 dienas +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
15626	Natrio nustatymas šlapime	Subrangovai	2 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	7 dienos +2...+8 °C		
18932	Natūralūs kileriai CD 16+56	Subrangovai	Iki 5 d.d.	EDTA kraujas	48 val. +15...+25 °C; Geriausia tyrimą atlikti tą pačią dieną (per 12 valandų)		
18971	Nefrinai (metanefrinas, normetanefrinas)	Subrangovai	2-3 sav.	EDTA plazma	Po mėginio centrifugavimo būtina plazmą atskirti nuo kraujo ląstelių į vienkartinį Eppendorf ar kito tipo mėgintuvėlį mažiau nei per 2 val.; 1 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -20 °C		
19501	Neisseria gonorrhoeae (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	

19038	Neisseria gonorrhoeae šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
15933	Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward's ir Patau's sindromų rizikos vertinimo	Subrangovai	Trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas. BŪTINA SPECIALI SIUNTIMO FORMA ir ECHOSKOPIJOS DUOMENYS.	3 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-20 °C	ECLIA	
15932	Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto	Subrangovai	Trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas. BŪTINA SPECIALI SIUNTIMO FORMA ir ECHOSKOPIJOS DUOMENYS.	3 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-20 °C	ECLIA	

16208	Netiesioginė Kumbso reakcija su DTT (kai eritrocitiniai reagentai paveikti DTT)	Subrangovai	2 d.d.Plazma su citratu, EDTA ar su heparinu (necentrifuguoti), gali būti naudojama serumas surinktas į tuščią mėgintuvėlį, 1 mlTyrimus rekomenduojama atlikti tą pačią dieną, +2...+8 °C	Plazma su citratu, EDTA ar su heparinu (necentrifuguoti), gali būti naudojama serumas surinktas į tuščią mėgintuvėlį, 1 ml	Tyrimus rekomenduojama atlikti tą pačią dieną, +2...+8 °C	Hemagliutinacijos reakcija	
17229	Neuroboreliozės IgG/IgM antikūnų nustatymas stuburo smegenų skystyje ir serume imunofermentiniu metodu	Subrangovai	Iki 5 d.d.	Serumas ir smegenų skystis vakuuminiame mėgintuvėlyje be priedų. Antikūnų indeksui apskaičiuoti (hematoencefalinio barjero funkcijai įvertinti) reikalinga albumino, IgM bei IgG koncentracija serume ir stuburo smegenų skystyje.	8 val. +15...+25 °C; 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-20 °C		
18041	Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (angl. NBT)	Subrangovai	3 d.d.	Mėgintuvėlis su ličio heparinu (žalias)	Ėminys turi būti pristatytas į laboratoriją +15...+25 °C per 2-3 val. nuo paėmimo (iki 14 valandos)		
16920	Niežų erkutės (angl. Scabies) mikroskopinis tyrimas		1d.d.	Nuograndos	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
15947	Nikelis (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		

15171	Noradrenalino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA Plazma 2 ml (3 violetiniai mėgintuvėliai (2-3 mL))	Atskirtą plazmą užšaldyti (12 val. gali stovėti šaldytuvo sąlygomis). 1 mėn. -20 °C. Transportuoti leduose.		
18764	NSE (neuronams specifinės enolazės) nustatymas	Subrangovai	5 d.d.	Serumas	Mėginį kuo greičiau nucentrifuguoti. 2 d. +15...+25 °C; 5 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -20 °C.		
15929	NT pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (k2EDTA;k3EDTA; ličio heparinas)	3 dienos (+20...+25)°C 6 dienos (2...8) °C		
14029	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (delno oda)		1 d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14022	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (galvos oda)		1 d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14025	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kojos oda)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14032	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kūno oda: kirkšnys)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14030	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kūno oda: kojos tarpupirščiai)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14031	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kūno oda: padų odos nuograndos)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14027	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (nugaros oda)		1 d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14023	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (pažastų oda)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14028	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (pilvo oda)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14024	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (po krūtinės oda)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14026	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (rankos oda)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
14021	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (veido oda)		1d.d.	Odos nuograndos	5 d. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	

17039	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti	Subrangovai	Neigiamas po 15 d.; Teigiamas po 22 d.	Oda, nagai ar plaukai steriliame indelyje. Tiriamoji medžiaga (nagai ir plaukai) turi būti susmulkinta, sukarpyta į ne mažiau kaip 10 gabaliukų.	Ėminys pristatomas į laboratoriją per 24 val., laikomas ir gabenamas +18...+25 °C temperatūroje		
15247	Omega-3 Index Basic (OmegaQuant)	Subrangovai					
15248	Omega-3 Index PLUS (OmegaQuant)	Subrangovai					
17267	Oligokloninių juostų nustatymas EF metodu (smegenų skystis)	Subrangovai	6 d.d.	Smegenų skystis vakuuminiame mėgintuvėlyje be priedų	7 d. +2...+8 °C; 1 mėn -20 °C		
16162	Organinių rūgščių tyrimas šlapime	Subrangovai	10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	1. Tyrimams reikalinga vienkartinė šlapimo porcija. Pageidautina rytinė, kuomet šlapimas būna labiausiai koncentruotas; 2. Renkama vidurinė šlapimo porcija į švarų šlapimo indelį ir nedelsiant (30 min. bėgyje) transportuojama į laboratoriją arba užšaldoma -20 °C.		
15175	Osteokalcino nustatymas imunofermentiniu metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį	Serumas	24 val. +2...+8 °C 30 d. -20 °C		
15948	Paladis	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	+2...+8 °C		
15075	Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	20–25 °C 7 dienos; 2–8 °C 7 dienos; -20 °C 1 metai;	Kinetinis UV, paremtas IFCC	
18071	Paraneoplastiniai antikūnai prieš neuronų antigenus (anti- Hu, -Yo, -Ri, -amfifiziną, -CV2, -PNMA2 (Ma-2/Ta), -rekovertiną, -SOX1, -titiną; imunobloto analizė	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
16166	Paros šlapime bendrojo baltymo nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Atliekant nustatymą paros šlapime, reikia rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir į sterilų indelį atpiltą šlapimą (100ml) pristatyti į laboratoriją.	7 dienos +2...+8 °C		

16912	Paros šlapime kalcio nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Atliekant nustatymą paros šlapime, reikia rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir į sterilų indelį atpiltą šlapimą (100ml) pristatyti į laboratoriją.	7 dienos +2...+8 °C		
18949	Parvo virusas IgG nustatymas	Subrangovai	15 d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C 1 mėn. -20 °C		
18849	Parvo virusas IgM nustatymas	Subrangovai	15 d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C 1 mėn. -20 °C		
17186	Parvo viruso B19 DNR nustatymas kokybiniu būdu	Subrangovai	15 d.d.	EDTA kraujas	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4...+8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui		
17973	Pasėlis iš burnos		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17976	Pasēlis iš gimdos kaklelio		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17965	Pasėlis iš nosiaryklės		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis, transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		

17974	Pasėlis iš nosies		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d	Tepinėlis, transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		
17954	Pasėlis iš nosies sekreto		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17274	Pasėlis iš šlaplės		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17970	Pasėlis iš vyro šlaplės (uretros)		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
10012	Pavienis dažnas alergenai (išsirenkama iš katalogo)	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C		
10013	Pavienis dažnas alergeno komponentas (išsirenkama iš katalogo)	Subrangovai	11 d.d.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C		
10028	Pavienis retas alergenai (išsirenkama iš katalogo)	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C		
10029	Pavienis retas komponentas (išsirenkama iš katalogo)	Subrangovai	11 d.d.	Serumas	14 dienų +2...+8 °C		
18046	Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas)	Subrangovai	3 d.d.	Vakuuminis mėgintuvėlis su EDTA arba ličio heparinu	6-8 val. +18...+25 °C; SVARBU - ėminių į laboratoriją pristatyti iki 12 valandos. Penktadienį ir prieš švenčių dienas laboratorija ėminių nepriima		

15042	Phos - Fosforo koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (k2EDTA, ličio/natrio heparinas)	1 diena +20...+25 °C 3 dienos +2...+8 °C -20 °C - 1 mėnuo	Fotometrinis UV	
16066	Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	12 val. +2...+8 °C	Mikroskopinis tyrimas	
19084	Placenta Safe (TM) Plus	Subrangovai					
19089	Platesnis lytiškai plintančių ligų sukėlėjų nustatymas iš pirminio ėminio	UAB Rezus.lt VILNIUS		Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje arba šlapimas	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +2...+8 °C; Šlapimas 5d. +2...+8 °C, tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
15901	Plaučių vėžio žymens CYFRA 21-1 nustatymas	Subrangovai	Trečiadienį. Ėminį laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	7 d. +20...+25 °C; 30 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-25 °C; Pakartotinis užšaldymas negalimas.	ECLIA	
14035	Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (plaukas)		1d.d.	Plaukai steriliame indelyje	5 dienas +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
18953	Ploksčialastelinės karcinomos antigenas	Subrangovai	10 d.d.Serumas 5 d. +15...+25 °C; 14 dienų +2...+8 °C; 12 sav. -15...-20 °C	Serumas	5 d. +15...+25 °C; 14 dienų +2...+8 °C; 12 sav. -15...-20 °C		
19618	PrenatalTest (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + lytis)	Subrangovai					
19622	PrenatalTest Plus (Trisomijos 21, 18 ir 13 + aneuploidijos X, Y + mikrolelecijos + lytis)	Subrangovai					

16202	Porfirinų diferenciacijos ir porfobilinogeno nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir į sterilų indelį atpiltą šlapimą (100ml) pristatyti į laboratoriją. Būtina nurodyti surinktą paros šlapimo kiekį.	+2...+8 °C	Fotometrinis kolorimetrinis	
18972	Pro gastrino relizinis propeptidas- ProGRP (Plaučių vėžio žymuo)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA plazma	1 mėn. -15...-25 °C	ECLIA	
15141	Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu		Tą pačią dieną	Serumas, 1 ml	8val.(+15...+30)°C; 48 val. (+2...+8)°C; Neatlikus per 48h, reikia šaldyti -20°C ar žemesnės temperatūros.	CLIA	
15927	Prokalcitoninas (PCT)	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	24 val. +2...+8 °C; 2 mėn. -20 °C		
15144	PROL - Prolaktino koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	7 dienos +2...+8 °C; 12 mėn. -10 °C ar žemesnėje temperatūroje.		
19050	Protėvių kilmės DNR testas (Ancestral Origins) (EasyDNA)	Subrangovai					
19053	Protėvių kilmės DNR testas (GPS Origins) (EasyDNA)	Subrangovai					
19051	Protėvių kilmės DNR testas (pagal Motinos kilmės liniją) (EasyDNA)	Subrangovai					
19052	Protėvių kilmės DNR testas (pagal Tėvo kilmės liniją) (EasyDNA)	Subrangovai					
16100	Prostatos sekreto tyrimas		1 d.d.	Prostatos sekretas ant mikroskopinio stikliuko	24 val. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
15185	PSA - Prostatos specifinio antigeno nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas, 1 ml	24val (+2...+8)°C 5mėn. (-20C)	CLIA	
15077	PT/INR - Protrombino aktyvumo nustatymas pagal Kviką		Tą pačią dieną	Plazma su natrio citratu	24 val. (+15...+25) °C	Quick tyrimo metodas	
15164	PTH - Parathormono koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C 2 d. +2...+8 °C 6 mėn. -15...-20 °C		

17018	Pūlingų eksudatų pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 24 val. +5...+25 °C		
18948	Q10 - Kofermento Q10 koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C; Saugoti nuo šviesos		
15975	QuantiFERON-TB	Subrangovai	10 d.d.	Veninis kraujas (specialus QuantiFERON-TB keturių vakuuminių mėgintuvėlių rinkinys)	Iki 16 val. +15...+25 °C; Ėminiai į laboratoriją priimami nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, iki 16 valandos		
17175	Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	7 d. +20...+25 °C; 21 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-25 °C (galima užšaldyti 5 kartus)	ECLIA	
17176	Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	Trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimo atlikimo dienos.	Serumas	3 d. +15...+25 °C; 21 d. +2...+8 °C; 3 mėn.-15...-20 °C (galima užšaldyti 6 kartus); SVARBU - Teigiami rezultatai patvirtinimui siunčiami į NVSPL.	ECLIA	
16065	Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti (iFOB testas)		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	Geriausia tyrimą atlikti per 6 val. nuo ėminio paėmimo. 3 d. +2...+8 °C	Imunochromatografija	

18926	Reninas (aktyvumas kraujo plazmoje)	Subrangovai	2 d.d.	EDTA plazma	4 val. +15...+25°C. Kraujo plazma nuo kraujo ląstelių turi būti atskirta kaip galima greičiau. Jei nėra galimybės ėminio pristatyti per 4 val. nuo paėmimo, mėginys centrifuguojamas, atskirta nuo kraujo ląstelių plazma nedelsiant užšaldoma - 20°C temperatūroje ir pristatoma užšaldyta. Ėminio negalima laikyti +2...+8°C temperatūroje.		
16007	Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu	Subrangovai	1 d.d.	EDTA kraujas	24 val. +2...+8 °C; Ėminį kuo greičiau pristatyti į laboratoriją		
18050	RF - Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas		1d.1d.	Serumas	1 d. +20...+25 °C; 8 d. +4...+8 °C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)		
16908	Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu		Tą pačią dieną	Serumas arba EDTA plazma	Tyrimą rekomenduojama atlikti tą pačią dieną 48 val. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-20 °C	Netiesioginis Kumbso metodas	
19731	Riebalų rūgščių (Omega-3, 6 ir kt.) nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17512	Roma skalė: postmenopauzė	UAB Rezus.lt VILNIUS	Antradienį ir ketvirtadienį	Serumas	Analitės apskaičiavimui reikalingi Ca-125 ir HE-4 rezultatai. Žiūrėti šių analizių stabilumą.		
17511	Roma skalė: premenopauzė	UAB Rezus.lt VILNIUS	Antradienį ir ketvirtadienį	Serumas	Analitės apskaičiavimui reikalingi Ca-125 ir HE-4 rezultatai. Žiūrėti šių analizių stabilumą.		
16156	Roto, Noro ir Adeno virusų antigeno kokybinis nustatymas išmatose		Tą pačią dieną	Išmatos steriliame indelyje	24 val. +2...+8 °C; Ilgiau -15...-25 °C	Imunochromatografija	
17218	RPR kokybinė reakcija		Tą pačią dieną	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	Precipitacijos reakcija	

19578	SARS-CoV-2 antigeno (Ag) nustatymas/rapid antigen test		Iš karto	Tepinėlis iš nosies	Atliekama iš karto		
17299	SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas/quantitative antibodies against spike protein antibodies test	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	14 d. +15...+25 °C; 14 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -15...-25 °C (galima užšaldyti 3 kartus)	ECLIA	
15913	Seleno nustatymas serume	Subrangovai	10-20 d.d.	Spec. mėgintuvėlis baltu kamšteliu	5 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
15814	Seleno nustatymas šlapime	Subrangovai	10-20 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje (bent 50 ml)	5 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
17510	Serotonino nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas arba EDTA plazma	1 mėn. -15...-25 °C		
15209	Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	8 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -20 °C		
15003	Serumo baltymų elektroforezė	Subrangovai	6 d.d.	Serumas	1 sav. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
15317	sFlt-1/PIGF santykis	Subrangovai	4 d.d.	Serumas	Norint apskaičiuoti santykį reikia užsakyti sFlt-1 ir PIGF. Žiūrėti šių analizių stabilumą	Išskaičiuojamas	
15153	SHBG - Lytinis hormonus sujungiančio globulino koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	8 dienos +2...+8°C; 3 mėn. -20°C; pakartotinai šaldyti negalima.		
15949	Sidabras	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
17270	Silicio nustatymas	Subrangovai	Iki 14 d. nuo patekimo į laboratoriją	Spec mėgintuvėlis (kreiptis į laboratoriją) be priedų ir be gelio įstatomas į venos laikiklį. Kad mėgintuvėlis prisipildytų kraujo, traukiamas stūmoklis	Mėgintuvėlis turi būti centrifuguojamas, susidaręs serumas atpilamas į 2 eppendorf mėgintuvėlius. Taip pat kartu su atpiltu serumu, eppendorf mėgintuvėliuose (2 ml), perduotumėte ir patį silicio mėgintuvėlį (panaudotą). 7 d. +2...+8 °C		
17960	Skreplių mikroskopija	Subrangovai					
16164	Skreplių mikroskopija dėl tuberkuliozės (TBC) nustatymo	Subrangovai					
17963	Skreplių pasėlis dėl tuberkuliozės (TBC) nustatymo	Subrangovai	45 d.d.	Skrepliai steriliame indelyje	72 val. +2...+8 °C		

17001	Skreplių pasėlis rankiniu būdu		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Skrepliai steriliame indelyje	Ne daugiau 24 val. (+2...+8)°C		
15162	Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	1 d. +2...+8 °C 12 mėn. -15...-20 °C		

16068	Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu)		Tą pačią dieną	Paėmimas LIPNIO PLĖVELĖS METODU. Ėminio paėmimui reikalinga skaidri lipni plėvelė ir objektinis stiklelis. 1. Po nakties miego nesituštinama ir nesiprausoma, imama 5-7 val. ryto. 2. Skaidri plėvelė lipnia puse prispaudžiama prie išangės; galima truputį paspausti ties raukšlėmis pirštu. 3. Plėvelė nuimama ir lipina puse prispaudžiama prie objektinio stiklelio. 4. Ant objektinio stiklelio užrašomas paciento vardas, pavardė, data. 5. Objektinis stiklelis dedamas į specialią dėžutę, kad ėminys nebūtų pažeistas ir per 24 val. kambario temperatūroje (+15...+25) °C pristatomas į laboratoriją.	24 val. +15...+25 °C	Mikroskopinis tyrimas	
16099	Spermos tyrimas		Tą pačią dieną	Sperma steriliame indelyje	1 val. +15...+25 °C;	Mikroskopinis tyrimas	

17029	Spermos, prostatos sekreto pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Sperma ar prostatos sekretas steriliame indelyje	Ne daugiau 24 val. (+2...+8)°C		
17893	ST2 biožymuo	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas arba EDTA plazma	7 d. +2...+8 °C; 12 mėn. -20 °C		
16942	Streptokoko A nustatymas (kokybinis)		Atliekamas iš karto	Vadovautis gamintojo pateikta instrukcija	Atliekamas iš karto		
17248	suPAR (tirpusis urokinazės tipo plazminogeno aktyviklio receptoriaus)	Subrangovai	11 d.d.	EDTA plazma (violetinis mėgintuvėlis)	Plazma: 24 val. +15...+25 °C; 3 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C.		Jei mėginys laboratorijos nepasieks tą pačią dieną, mėgintuvėlį nucentrifuguoti ir plazmą atpilti.
17258	Superoksiddismutazės nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas	+2...+8 °C; SVARBU - ėminio nešaldyti		
15063	Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C		
15006	Šlapimo baltymų elektroforezė	Subrangovai	6 d.d.	Atliekant nustatymą paros šlapime, reikia rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir į sterilų indelį atpiltą šlapimą (100ml) pristatyti į laboratoriją. Nurodyti visą surinktą paros tūrį (ml)	7d. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C		
16054	Šlapimo nuosėdų mikroskopija		Tą pačią dieną	Šlapimas Steril. ind.	3 val. (+2...+8)°C	Mikroskopinis tyrimas	

17992	Šlapimo pasėlis (mokamas), teigiamas		Iki 5 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje ar įtrauktas į švirkštą su boro rūgštimi	Steriliame indelyje: Ne daugiau 24 val. +15...+25 °C; Švirkšte su boro rūgštimi: Ne daugiau 48 val. +15...+25 °C		
17955	Šlapimo pasėlis (nėščiujų programa), neigiamas		Iki 3 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje ar įtrauktas į švirkštą su boro rūgštimi	Steriliame indelyje: Ne ilgiau 8 val. +2...+8 °C; Švirkšte su boro rūgštimi: Ne daugiau 48 val. +15...+25 °C		
17956	Šlapimo pasėlis (nėščiujų programa), teigiamas		Iki 5 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje ar įtrauktas į švirkštą su boro rūgštimi	Steriliame indelyje: Ne daugiau 8 val. +2...+8 °C; Švirkšte su boro rūgštimi: Ne daugiau 48 val. +15...+25 °C		
17006	Šlapimo pasėlis rankiniu būdu		Iki 5 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje ar įtrauktas į švirkštą su boro rūgštimi	Steriliame indelyje: Ne daugiau 24 val. +15...+25 °C; Švirkšte su boro rūgštimi: Ne daugiau 48 val. +15...+25 °C		
15628	Šlapimo rūgštis (UA) ŠLAPIME nustatymas	Subrangovai		Šlapimas steriliame indelyje	7 dienos +2...+8 °C		
16057	Šlapimo takų akmenų tyrimas	Subrangovai	2 d.d.	Pašalintas akmuo steriliame indelyje			
16048	Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu		Tą pačią dieną	Šlapimas, Steril. ind.	3 val. (+2...+8)°C	Atspindžio fotometrinis	
15940	Švinas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas	7 d. +2...+8 °C		
15028	T-Bil - Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (k2EDTA; ličio/natrio heparinas) Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	8h- be serumo atskyriklio (20–25 °C) 24h - su serumu/ličio heparino atskyrikliu (20–25 °C) 7 dienos 2–8 °C 3 mėnesiai -20 °C	Fotometrinis kolorimetris	
17195	T.gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	Iki 8 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C	ELFA	
17198	T.gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	Iki 8 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C	ELFA	
15129	T3 - Trijodtironino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 2 d. +2...+8 °C; 2 mėn. -20 °C	CLIA	

15122	T4 - Tiroksino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	2 d. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	CLIA	
15950	Talis (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas (2 ml)	7 d. +2...+8 °C		
15957	Tatrat rezistentiška rūgšti fosfatazė -TRAP (kaulų vėžys)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	Fotometrinis kolorimetrinis	
17949	Tepinėlio iš genitalijų Candida identifikavimas ir atsparumo priešgrybiniais preparatams nustatymas, neigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17028	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		

17024	Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		
16084	Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas		1d.d.	Nuograndos	4 sav. +15...+25 °C		
17958	Tepinėlis iš genitalijų dėl BHS		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17233	Tepinėlis iš genitalijų, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17980	Tepinėlis iš genitalijų dėl BHS be antibiotikogramos		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17903	Tepinėlis iš gerklės		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis, transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		

17996	Tepinėlis iš gerklės, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17022	Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17978	Tepinėlis iš ryklės (nurodyti ar tonzilės, gerklė ar nosiaryklė)		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17285	Tepinėlis iš ryklės, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17984	Tepinėlis iš žaizdos		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17988	Tepinėlis iš žaizdos, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17987	Tepinėlis nuo odos		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17983	Tepinėlis nuo tonzilių		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		
17982	Tepinėlis nuo tonzilių, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17020	Tepinėlių iš akių pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis, transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		
18996	Tepinėlių iš akių pasėlis, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17021	Tepinėlių iš ausų pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		
18995	Tepinėlių iš ausų pasėlis, teigiamas		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Tepinėlis transportinėje terpėje	Ne daugiau 48 val. +5...+25 °C		

17019	Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis		Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d	Tepinėlis, transportinė terpė	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C		
17240	Teriflunomido koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas; Kraujas imamas prieš pat vaisto vartojimą - likus 15-20 min.	1 mėn. -15...-25 °C		
15150	Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	8 val. +15...+30 °C; 7 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
19565	Tėvystės nustatymo tyrimas DNR (2 asmenys)	Subrangovai					
15132	Tg - Tiroglobulino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	2 d. +15...+25 °C; 3 d. +2...+8 °C; 2 mėn. -20 °C	CLIA	
16114	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeliniu būdu)	Subrangovai	2 d.d.	EDTA kraujas	Tyrimus rekomenduojama atlikti tą pačią dieną, 24 val. +2...+8 °C		
16113	Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)	Subrangovai	2 d.d.	EDTA kraujas	Tyrimus rekomenduojama atlikti tą pačią dieną, 24 val. +2...+8 °C		
19499	Tikslinamasis ŽPV nustatymas PROGRAMA - aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL-PGR metodu	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Nuograndos ThinPrep skystojoje terpėje	4 sav. +15...+25 °C arba +2...+8 °C	RL-PGR	
15924	Tymų virusas IgG	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	

15923	Tymų virusas IgM	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	7 d. +15...+25 °C; 14 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C	ELISA	
18934	Tyrimai dėl antifosfolipidinio sindromo (LA; AK prieš kardiolipiną IgG, IgM; AK prieš beta2-glikoproteiną I IgG)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas ir natrio citrato plazma (žydras mėgintuvėlis)	4 val. +2...+8 °C; 1 mėnuo -15...-20 °C; Ėminius kuo greičiau pristatyti į laboratoriją		
19555	Tyrimas CINtec PLUS	Subrangovai	7 d.d.	Nuograndos skystoje terpėje	ThinPrep terpė: 4 sav. +15...+25 °C		
17972	Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui	Subrangovai	Per 5 d. d. nuo ėminio patekimo į laboratoriją	Serumas	14 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C	ELISA	Rezultatai pateikiami pirmadienį/ketvirtą dieną vakare arba kitą dieną po tyrimo.
15316	Tirpi fms tipo tirozinkinazė-1 (sFlt-1)	Subrangovai	4 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 6 mėn.-15...-20 °C	ECLIA	
15121	Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	3 d. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
15905	Tirpūs transferino receptoriai (sTrR/tTrR)	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	3 d. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-20 °C		
15954	Titanas (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA plazma	1 mėn. -15...-25 °C		
17194	Toxo IgG - Toxoplasma gondii IgG antikūnų koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikliu (geltonu kamštelio) arba be priedų (raudonu kamštelio))	3 d. +15...+30 °C; 14 d. +2...+8 °C; Ilgiau <-10 °C		Nustačius rezultatą, patenkantį į pilkąją zoną, rekomenduojama atlikti Toxo IgM tyrimą ir/arba pakartotinai atlikti IgG tyrimą po tam tikro laikotarpio (pvz., po dviejų savaičių).

17193	Toxo IgM - Toxoplasma gondii IgM antikūnų koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimoaktyvikiu(gelton u kamšteliu) arba be priedų (raudonu kamšteliu))	3 d. +15...+30 °C; 14 d. +2...+8 °C; Ilgiau <-20 °C		
17204	Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	11 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -15... 20 °C		
17203	Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	11 d.d.	Serumas	5 dienos +2...+8 °C; 1 mėn. -15... 20 °C		
15002	TP - Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	7 dienos +20...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C 3 mėnesiai -20 °C	Fotometrinis kolorimetrinis	
18927	TPA - audinių polipeptidinis antigenas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	24 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...- 25 °C	CLIA	
17220	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu	UAB Rezus.lt VILNIUS	Trečiadienį ir penktadienį	Serumas	24 val +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C	Hemagliutinacij os reakcija	
18928	TPS - audinių specifinis polipeptidinis antigenas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C	CLIA	
15985	Transferino įsotinimas (TIBC, UIBC, įsotinimas)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	10 d. +2...+8 °C; 1 mėn. -15...-25 °C		
15120	Transferino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	8 d. +15...+25 °C; 8 d. +2...+8 °C	Imunoturbidimet rinis	
17254	Treponema pallidum IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	Subrangovai	Iki 7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 3 d. +2...+8 °C;		
17255	Treponema pallidum IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	Subrangovai	Iki 7 d.d.	Serumas	8 val. +15...+25 °C; 3 d. +2...+8 °C;		
17214	Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	4 d.d.	Serumas	3 d. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-25 °C		
19549	Treponema pallidum PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19576	Treponema pallidum šlapime PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	7-10 d.d.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C	RL-PGR	
17205	Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	15 d.d.	Serumas	5 d. +2 - (+8) °C		

19506	Trichomonas vaginalis (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19554	Trichomonas vaginalis šlapime (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
16086	Trichomonos dažytame tepinėlyje		1 d.d.	Tepinėlis ant stikliuko			
15026	TRIG - Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas)	2 dienos +20...+25 °C; 7 dienos +2...+8 °C 3 mėnesiai -20 °C	Fermentinis kolorimetris	
18967	Triptazės nustatymas kraujyje	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
16002	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ADP (klopidogrelis efektyvumo patikrinimui)	Subrangovai	2 d.d.	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu (žalias)	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis +15...+25 °C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.		
16159	Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi	Subrangovai	2 d.d.	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu (žalias)	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis +15...+25 °C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.		

16175	Trombocitų agregacija visame kraujyje su kolagenu	Subrangovai	2 d.d.	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu (žalias)	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis +15...+25 °C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.		
16176	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ristocetinu	Subrangovai	2 d.d.	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu (žalias)	Visas kraujo ėminys (visas vakuuminis mėgintuvėlis) gabenamas/pristatomas standartinėmis sąlygomis +15...+25 °C temperatūroje. Ėminį pristatyti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2 val. nuo kraujo ėminio paėmimo. Užšaldyti negalima.		
16008	Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)		1 d.d.	EDTA kraujas (violetinis mėgintuvėlis)	24 val. +15...+25 °C; Ėminį pristatyti per 2 valandas nuo paėmimo		
19125	Trombofilijos rizikos įvertinimas	Subrangovai					
15197	Troponino I (Tn I) nustatymas	Subrangovai	1 d.d.				
15198	Troponino T (TnT) nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas arba EDTA plazma	24 val. +2...+8 °C; 12 mėn. -15...-25 °C; (galima užšaldyti tik vieną kartą)	ECLIA	
15126	TTH/TSH - Tiotropino koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas,	7 dienos +2...+8 °C 6 mėnesiai -10°C ar žemesnėje temperatūroje	CMIA (Chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė)	
18901	Tuberkuliozės kokybinis nustatymas (TBC testas/TB test)		Tą pačią dieną	EDTA kraujas arba serumas	3 d. +2...+8 °C; >3 d. -20 °C °C	Imunochromatografija	
18879	Tulžies rūgštys serume	Subrangovai	2 d.d.	Serumas. Kraujo ėminį būtina imti pacientui nevalgius mažiausiai per naktį.	24 val. +15...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C; 12 mėn. -15...-20 °C		

16901	Tumor M2-PK išmatose	Subrangovai	30 d.d.	Išmatos steriliame indelyje.	1 diena +2...+8 °C; 4 sav. -15...-20 °C	ELISA	
15018	UA - Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas	Kambario temperatūra (20–25 °C) - 8 valandos 3 d. 2–8 °C -20 °C. 3 mėnesiai		
15021	UREA - Šlapalo koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas/Plazma (ličio/natrio heparinas)	7 d. +20...+25 °C; 7 d. +2...+8 °C -20 °C - 1 metai	Kinetinis UV	
19570	Ureaplasma parvum PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19577	Ureaplasma parvum šlapime PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19504	Ureaplasma spp. (parvum ir urealyticum) nustatymas (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	

19602	Ureaplasma spp. šlapime (parvum ir urealyticum) nustatymas (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
19571	Ureaplasma urealyticum PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Tepinėlis specialioje terpėje arba nuograndos ThinPrep terpėje	Genitalijų tepinėliai spec. terpėje: 7 d. +2...+8 °C; Nuograndos ThinPrep terpėje: 4 sav. +15...+25 °C; 4 sav. +2...+8 °C	RL-PGR	
19525	Ureaplasma urealyticum šlapime PGR nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	Pirmadienį ir trečiadienį. Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	Šlapimas steriliame indelyje	5d. +2...+8 °C; Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama +2...+8 °C.	RL-PGR	
15202	Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas	Subrangovai	1 d.d.Serumas 2 dienos +2...+8 °C; 7 d. -15...-20 °C	Serumas	2 dienos +2...+8 °C; 7 d. -15...-20 °C		
15918	Vanadis (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, Spec. baltas mėgintuvėlis	1 mėn. (-15...-25) °C		
15205	Vankomicino koncentracijos nustatymas	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	7 dienos (+2...+8) °C (20 ± 5° C temperatūroje- nelaikoma)		
18136	Varicella-Zoster viruso DNR (VZV DNR) kokybinis nustatymas	Subrangovai	4 d.d.	EDTA kraujas	Ėminys pristatomas per 2 val. nuo surinkimo laikant +18...+25 °C temperatūroje		
15967	Vario koncentracija paros šlapime (mikroelementas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Paros šlapimas	+2 - (+8) °C		

15048	Vario koncentracija šlapime (sunkusis metalas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Šlapimas	+2 - (+8) °C		
15973	Vario koncentracijos serume nustatymas kaip sunkusis metalas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
19106	VERACITY 13, 18, 21 aneuploidijos X, Y su lyties nustatymu	Subrangovai					
19107	VERACITY 13, 18, 21 aneuploidijos X, Y su mikrodeliaciju tyrimu ir lyties nustatymu	Subrangovai					
19104	VERACITY 13, 18, 21 chromosomų trisomijų be lyties nustatymo	Subrangovai					
19105	VERACITY 13, 18, 21 chromosomų trisomijų su lyties nustatymu	Subrangovai					
19108	VERAgene (išplėstinis su mikrolelecijų tyrimu ir ligų nustatymu)	Subrangovai					
19641	Veritas "Pregnancy Loss"	Subrangovai					
17222	VDRL-CSF tyrimas	Subrangovai	4 d.d.	Smegenų skystis vakuuminiame mėgintuvėlyje be priedų	4 val. +15...+25 °C; 5 d. +2...+8 °C; 6 mėn. -20 °C		
15188	Vėžio nekrozės faktoriaus alfa (TNF-alfa) nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	2 d. +2...+8 °C; 30 d. -20 °C	ELISA	
15184	Vėžio žymens Ca 125 nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1d.d.	Serumas	7 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C		
15182	Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikiu (geltonu kamštelio) arba be priedų (raudonu kamštelio))	7 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C. Jeigu tyrimas nebus pristatytas į laboratoriją ilgiau nei 24 valandas, atskirkite serumą nuo krešulio, serumo atskyriklio arba eritrocitų.	CLIA	
15183	Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Žmogaus kraujo serumas (vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvikiu (geltonu kamštelio) arba be priedų (raudonu kamštelio))	7 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C Jeigu ėminys nepasiekia laboratorijos per 24 val., atskirti serumą nuo krešulio, serumo atskyriklio ar eritrocitų.	CLIA	Šio tyrimo negalima naudoti atrankinei patikrai dėl vėžio
17242	Vėžio žymens tyrimas Ca-50	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		

17252	Vėžio žymuo β hCG (beta žmogaus chorioninis gonadotropinas)	Subrangovai	Iki 2 d.d.	Serumas (raudonas mėgintuvėlis)	5 d. +20...+25 °C; 14 d. +2...+8 °C; 12 mėn. -20 °C. Užšaldyti tik vieną kartą.	ECLIA	Šis tyrimas yra naudingas nustatant ir stebint hCG gaminančius kiaušidžių, placentos ar sėklidžių auglius.
17042	Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija		Tą pačią dieną.	Tepinėlis ant objektyvinio stikliuko	+15...+25 °C		
15193	Vit. B12 - Vitamino B12 koncentracijos nustatymas		Tą pačią dieną	Serumas Raudonas Plazma (heparinizuota)	8val.(+15...+30)°C; 24 val. (+2...+8)°C; Neatlikus per 24h, reikia šaldyti -20°C ar žemesnės temperatūros.	CLIA	
15177	Vit.D - Vitamino D koncentracijos nustatymas (25-hidroksivitaminas D)		Tą pačią dieną	Serumas, plazma (ličio heparinas), 1 ml	72val.(+15...+30)°C; 7 dienos (+2...+10)°C; Neatlikus per 7 dienas, reikia šaldyti -20°C ar žemesnės temperatūros.	CLIA	
18916	Vitaminas A (Retinolis)	Subrangovai	7 d.d.	Serumas 1 ml	14 d. +2...+8 °C		šaldyti NEGALIMA
18918	Vitaminas B1 (Tiaminas)	Subrangovai	7 d.d.	EDTA kraujas, 2,7 ml. Iškart po paėmimo dėti į šaldytuvą +2...+8 °C	4 d. +2...+8 °C; 14 d. -20 °C	Skysčių chromatografijos masių spektrometrijos (LC-MS)	
18919	Vitaminas B2 (Riboflavinai)	Subrangovai	10-20 d.d.	EDTA kraujas, 2 ml. Iškart po paėmimo dėti į šaldytuvą +2...+8 °C; Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	7d. +2...+8 °C		
18855	Vitaminas B3 (Niacinas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	1 mėn. -15...-25 °C		
18856	Vitaminas B4 (cholinas)	Subrangovai	Iki 15 d.d.	EDTA plazma, 3 ml (du violetiniai mėgintuvėliai)	Per 1 val. nuo paėmimo nucentrifuguoti plazmą ir užšaldyti; 2 sav. -20 °C		
18920	Vitaminas B5 (Panteno rūgštis)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas. Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	1 mėn. -15...-25 °C		

18921	Vitaminas B6 (Piridoksalfosfatas)	Subrangovai	iki 20 d. d. nuo patekimo į laboratoriją	EDTA kraujas (iškart po paėmimo visą necentrifuguotą mėgintuvėlį dėti į šaldytuvą +2...+8 °C)	3 d. +2...+8 °C; 3 mėn. -18 °C	Skysčių chromatografijos- masių spektrometrijos (LC-MS)	
15931	Vitaminas D3 (siunčiamas į Vokietiją, vadinasi 1,25-(OH)2-D3 nustatymas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas. Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	
18922	Vitaminas H (vitaminas B7; biotinas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas	4 mėn. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...- 20 °C	ELISA	
18923	Vitaminas K (Filochinonas)	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, 4 ml. Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	1 mėn. -15...-25 °C		
18908	Vitamino C koncentracijos nustatymas	Subrangovai	Iki 15 d.d.	Serumas. Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	Atskirtą serumą iškart užšaldyti. 2 sav. -20 °C		
18907	Vitamino E koncentracijos nustatymas	Subrangovai	10-20 d.d.	Serumas, 2 ml. Saugoti nuo šviesos (galima apsukti aliuminio folija)	1 mėn. -15...-25 °C		
15230	Von Wilebrando faktoriaus nustatymas (vW aktyvumo nustatymas)	Subrangovai		Plazma (natrio citratas)	8 val. +15...+25 °C; 12 mėn. -20 °C		
15092	Von Wilebrando faktoriaus nustatymas (vW antigeno nustatymas)	Subrangovai		Plazma (natrio citratas)	8 val. +15...+25 °C; 24 val. +2...+8 °C; 12 mėn. -20 °C	Imunoturbidimet rinis	
17143	VZV IgG - Varicella zoster viruso IgG antikūnų koncentracijos nustatymas	UAB Rezus.lt VILNIUS	1 d.d.	Serumas	5 d. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C; NEGALIMA pakartotinai užšaldyti	ELISA	
17142	VZV IgM - Varicella zoster viruso IgM antikūnų koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas	3 d. 2-8 °C; Ilgiau -20 °C	ELISA	

15045	Zn - Cinko koncentracijos nustatymas	Subrangovai	7 d.d.	Serumas (minimalus kiekis - 500ul) Pirmo pasirinkimo - mėgintuvėlis skirtas mikroelementų tyrimams su mėlynu kamštelio. Antro pasirinkimo - mėgintuvėlis su geliu ir krešėjimo sistemos aktyvikliais.	1 sav. +2...+8 °C Po centrifugavimo atskirtą į vienkartinį Eppendorf tipo mėgintuvėlį kraujo serumą gabenti ir pristatyti šaltai +2...+8 °C. Kraujo serumą į gabenimui skirtą mėgintuvėlį perpilti tiesiogiai iš nucentrifuguoto mėgintuvėlio, nenaudojant jokio tipo vienkartinio pipetoriaus.		
16161	Zonulino nustatymas išmatose	Subrangovai	10-20 d.d.	Išmatos steriliame indelyje	1 mėn. -15...-25 °C	ELISA	Rekomenduojama tirti tik suformuotas išmatas. Skystose išmatose rezultatas yra žemesnis.
18915	ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA)	Subrangovai	8 d.d.	Serumas	4 d. +2...+8 °C		
19535	ŽLA haplotipų DQ2/DQ8, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR)	Subrangovai	8 d.d.	EDTA kraujas	72 val. +2...+8 °C; 1 mėn. -20 °C		
15161	Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	5 d.d.	Serumas	Sukrešėjus kraujui mėgintuvėlį laikyti ir gabenti šaltai 8 val. +2...+8 °C; Ilgiau -20 °C	CLIA	
15154	Žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	Subrangovai	2 d.d.	Serumas	5 d. +20...+25 °C; 14 d. +2...+8 °C; 12 mėn. -15...-25 °C (šaldyti tik vieną kartą)	ECLIA	
17169	Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag (įskaitant grupę 0) nustatymas/ HIV Antibody and HIV Antigen (p24) test		Tą pačią dieną	Serumas ir EDTA plazma	24h. (+15...+25) °C 8 dienos (+2...+8) °C	CLIA	
17168	Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O)		1 d.d.	Serumas	2 d. +2...+8 °C		
18043	Žmogaus leukocitų antigeno B27 nustatymas tėkmės citometrijos būdu	Subrangovai	3 d.d.	EDTA kraujas	24 val. +18...+25 °C; SVARBU - penktadienį ir prieš šventines dienas ėminiai laboratoriją turi pasiekti iki 12 valandos.		

19082	Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) savarankiško mėginio paėmimo rinkinys ir tyrimas	Subrangovai	1 d.d.	Makšties ląstelės	4 sav. +15...+25 °C arba +2...+8 °C	RL-PGR	
15315	Žmogaus placentos augimo faktorius (PIGF)	Subrangovai	4 d.d.	Serumas	48 val. +2...+8 °C; 6 mėn. -15...-20 °C	ECLIA	
19508	ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	2 d.d.	Nuograndos	4 sav. +15...+25 °C arba +2...+8 °C		
19509	ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas, aukštos rizikos (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų atranka (PGR)	UAB Rezus.lt VILNIUS	2 d.d.	Nuograndos	4 sav. +15...+25 °C arba +2...+8 °C		
19539	ŽPV aukštos rizikos genotipų (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) nustatymas (TL315)	Subrangovai	7 d.d.	Speciali transportinė terpė	iki 1 mėn. +15 - (+25) °C arba +2 (+8) °C		
19548	ŽPV nustatymas MOKAMAS - aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL-PGR metodu (CFX-96)	UAB Rezus.lt VILNIUS	2 d.d.	Nuograndos	4 sav. +15...+25 °C arba +2...+8 °C		
19547	ŽPV nustatymas PROGRAMA - aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL-PGR metodu (CFX-96)	UAB Rezus.lt VILNIUS	2 d.d.	Nuograndos	4 sav. +15...+25 °C arba +2...+8 °C		